

M53014(S)-WH-MB

M53114(S)-WH-MB

M53214(S)-WH-MB

Masque de protection respiratoire FFP3 NR D - Type IIR - Mass Balance

Équipement de Protection Individuelle de Catégorie III & Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Demi-masque de protection respiratoire de Classe FFP3 NR D, développé pour protéger contre les aérosols et les particules solides et liquides.
- Certifié Type IIR, il protège l'environnement contre les gouttelettes émises par le porteur et il le protège des éclaboussures potentielles de liquides biologiques.
- Elastiques transversaux en maille tricotée soudés par ultrason pour un confort optimal.
- Grâce à sa forme et à l'utilisation de matériaux doux et souples, l'ajustement au visage se fait parfaitement afin de limiter les fuites au visage.
- Ce masque est hypoallergénique et a été testé sous contrôle dermatologique.*
- Fabriqué en France.

*Testé sur un panel de 32 personnes par un laboratoire agréé




Usage recommandé

- A utiliser dans des environnements poussiéreux.
- Pour se protéger des risques infectieux.
- Destinés à être portés par les patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans les situations d'épidémie ou de pandémie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Kolmi Oxygen
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Attaches :	Elastiques transversaux
Barette nasale :	Polypropylène et métal
Couleur :	Blanc
Quantité / boîte :	50 unités
Origine :	France



L'approche Mass Balance* : composée jusqu'à **70 % de matières recyclées**, la gamme FFP Mass Balance permet de réduire la consommation de polypropylène issu de ressources fossiles. Cette chaîne de valeur permet d'attribuer la matière recyclée ajoutée au début du processus de production des composants du masques, au produit fini. Cette méthode, qui utilise un procédé de recyclage chimique par la chaleur, permet de faire revenir du polypropylène "usagé" à l'état de monomères et ainsi de garder les **caractéristiques identiques** à celles d'un polypropylène dit vierge. C'est donc pour cette raison que les performances de notre gamme Mass Balance sont **strictement similaires** à celles de notre gamme standard.

*Bilan Massique

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux
- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux Equipements de Protection Individuelle
- Conforme aux exigences de Ordonnance Suisse sur les dispositifs médicaux (ODim) du 1er juillet 2020
- Conforme aux normes applicables EN14683:2025* et EN 149: 2001 + A1: 2009
- Site de fabrication: certification ISO 9001 et ISO 13485

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

- Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes EN 14683: 2025* et ISO 11737: 2018+A1:2021.
- Contrôles microbiologiques supplémentaires: ASR, E. coli, staphylocoques, disponibles sur demande.

EN 149:2001+A1:2009				
TEST	NIVEAU EXIGÉ	LABORATOIRE	N° RAPPORT & DATE	RÉSULTATS
Pénétration à l'huile de paraffine	< 1 % après 120 mg d'exposition	Apave (0082)	N° 24.0468 03/06/2024	Conforme
Pénétration au NaCl	< 1 % après 120mg d'exposition			Conforme
Fuites faciales	≤ 5 % pour au moins 46 résultats sur 50 ≤ 2 % pour au moins 8 moyennes sur 10			Conforme
Résistance respiratoire inhalation 30 l/min	≤ 1 mbar			Conforme
Résistance respiratoire inhalation 95 l/min	≤ 3 mbar			Conforme
Résistance respiratoire exhalation 160 l/min	≤ 3 mbar			Conforme
Teneur en dioxyde de carbone	< 1,0 %			Conforme
Inflammabilité	Ne doit pas brûler ou continuer de brûler pendant plus de 5 secondes après le retrait de la flamme			Conforme
Protection (D) : protection contre aérosols solides et liquides, associée à une résistance supérieure au colmatage testée à la poussière de dolomie.				
Surveillance annuelle selon le module D – Reg (UE) 2016/425 effectuée par l'APAVE				

EN 14683:2025*					
TEST	NORME	NIVEAU EXIGÉ	LABORATOIRE	N°RAPPORT & DATE	RÉSULTATS
Efficacité de Filtration Bactérienne : BFE	EN 14683:2025*	≥ 98% (Type IIR)	Nelson	1362441-S01 14/12/2020	99,9%
SPLASH	ISO 22609:2004	≥ 16 kPa	Centexbel	20.07751.02 07/01/2021	Conforme
Cytotoxicité	ISO 10993-5	Absence de cytotoxicité	Namsa	290637 11/03/2021	Absence de cytotoxicité
Irritation	ISO 10993-10	Non irritant	Namsa	20T_77155_04&05 08/03/2021	Non irritant
Sensibilisation	ISO 10993-10	Non sensibilisant	Namsa	287999 22/02/2021	Non sensibilisant

*selon les essais effectués conformément à la norme EN14683:2019 + AC:2019.

PRECAUTIONS D’USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l’élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.
Durée de vie du produit : 5 ans

MARQUAGE PACKAGING



INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques
carton

Caractéristiques
boîte

Article	Taille masque	Taille (mm)	Poids brut (kg)	QTE/ palette	Taille (mm)	Poids brut (g)	Cdt
M53014S-WH-MB	M	560 x 260 x 270	4,2	36	255 x 110 x 133	400	10 x 50
M53014-WH-MB	M	560 x 260 x 270		36	255 x 110 x 133		10 x 50
M53214-WH-MB	S	560 x 260 x 270	3,9	36	255 x 110 x 133		10 x 50
M53214S-WH-MB	S	560 x 260 x 270		36	255 x 110 x 133		10 x 50
M53114S-WH-MB	L	355 x 235 x 330	3,6	45	300 x 110 x 133		4 x 50
M53114-WH-MB	L	355 x 235 x 330		45	300 x 110 x 133		4 x 50

S = masque emballé individuellement



Codes EAN

Article	Carton	Boîte
M53014S-WH-MB	3 662 036 020 666	3 662 036 020 673
M53014-WH-MB	3 662 036 020 642	3 662 036 020 659
M53214-WH-MB	3 662 036 020 604	3 662 036 020 611
M53214S-WH-MB	3 662 036 020 628	3 662 036 020 635
M53114-WH-MB	3 662 036 020 680	3 662 036 020 697
M53114S-WH-MB	3 662 036 020 703	3 662 036 020 710