

## 1126 GANT LATEX SAFETOUCH® CONNECT VITALS POUDRÉ

Equipement de Protection Individuelle de Catégorie I

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Bonne dextérité.
- Confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Poudré, sa mise en œuvre est facilitée.
- Contre-indication : le latex est une matière naturelle qui contient des protéines allergisantes.



### Préconisations:

- Gant destiné à un usage professionnel
- Gants destinés à protéger le porteur lors de manipulation de produits d'entretien peu nocifs (ex: solutions détergentes diluées)
- Gant destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarche HACCP)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>MEDICOM - SafeTouch Connect Vitals - Glove</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Latex
Couleur :	Naturel
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Lisse
Poudré :	Oui
Longueur :	240 mm
Épaisseur de la paume :	0,10±0,02mm
Épaisseur du doigt :	0,11±0,02mm
Poids unitaire (M) :	5,0 ± 0,2g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1126-A	T 6	XS
1126-B	T 7	S
1126-C	T 8	M
1126-D	T 9	L
1126-E	T10	XL



### INDUSTRIES

Agro-Alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage.

## CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences du Règlement 2016/425.

Répond à la norme EN 420

Catégorie I : protégeant contre les risques mineurs dont les effets sont facilement réversibles : produit d'entretien peu nocifs

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et de l'Arrêté du 9 novembre 1994. Ce gant est apte au contact alimentaire\*.

\* Restriction : Ne pas mettre en contact avec les aliments acides, pH<4,5 (cf annexe 1).

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES








### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1126-A	360 x 250 x 230	4,52	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1126-B	360 x 250 x 230	5,15	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1126-C	360 x 250 x 230	5,64	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1126-D	360 x 250 x 230	6,18	63	215 x 120 x 70	10 x 100	
1126-E	360 x 250 x 230	6,64	63	215 x 120 x 70	10 x 100	



### Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1126-A	3 700 381 508 238	3 700 381 508 191
1126-B	3 700 381 508 245	3 700 381 508 207
1126-C	3 700 381 508 252	3 700 381 508 214
1126-D	3 700 381 508 269	3 700 381 508 221
1126-E	3 700 381 510 057	3 700 381 510 040