

## 1135P GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED HEAVY SANS POUVRE Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex.
- Bonne dextérité.
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés.
- Sa robustesse lui confère une plus grande durabilité.

### Préconisations:

- Pour les utilisateurs allergiques au latex.
- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des produits chimiques testés (dont médicaments de chimiothérapie), des particules radioactives et des microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.




### DESCRIPTIF TECHNIQUE

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| Nom du produit :                   | <b>MEDICOM - SafeTouch Advanced Heavy - Glove</b> |
| Type de produit :                  | À usage unique, non stérile                       |
| Matière :                          | Nitrile   |
| Couleur :                          | Bleu clair  |
| Forme :                            | Ambidextre  |
| Bord :                             | Roulé   |
| Texture :                          | Doigts texturés                                   |
| Longueur :                         | ≥240 mm   |
| Poudré :                           | Non   |
| Poids unitaire (M) :               | 7,0 g   |
| Épaisseur (paume/doigt/manchette): | 0,11 mm/0,14mm/0,11mm ± 0,02mm                    |
| Origine :                          | Malaisie  |

| Article | Taille |    |
|---------|--------|----|
| 1135P-A | T 6    | XS |
| 1135P-B | T 7    | S  |
| 1135P-C | T 8    | M  |
| 1135P-D | T 9    | L  |
| 1135P-E | T 10   | XL |

Marquage sur packaging:



### INDUSTRIES

Industrie / Chimie / Pétrochimie / Santé / Médical / Cancérologie / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Salle propre / Laboratoire / Pharma / Recherche

# 1135P GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED HEAVY SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, EN 16523-1, EN 421, EN 388 et ASTM D6978-05.

| Produits chimiques testés | N°CAS     | Lettre | Perméation (niveau de performance) |
|---------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| n-heptane                 | 142-82-5  | J      | 2 (>30 min)                        |
| Hydroxyde de sodium 40 %  | 1310-73-2 | K      | 6 (>480 min)                       |
| Peroxyde d'Hydrogène 30 % | 7722-84-1 | P      | 6 (>480 min)                       |
| Formaldéhyde 37%          | 50-00-0   | T      | 6 (>480 min)                       |

☞ Voir la notice d'information pour les performances relatives aux médicaments de chimiothérapie, selon la norme ASTM D6978-05.

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de la validité du produit : 5 ans.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

| Article | Taille mm       | Poids brut kg | QTE/palette | Taille mm      | Cdt      | Couleur |
|---------|-----------------|---------------|-------------|----------------|----------|---------|
| 1135P-A | 465 x 270 x 235 | 7,5           | 54          | 225 x 130 x 90 | 10 x 100 |         |
| 1135P-B | 465 x 270 x 235 | 8,0           | 54          | 225 x 130 x 90 | 10 x 100 |         |
| 1135P-C | 465 x 270 x 235 | 8,5           | 54          | 225 x 130 x 90 | 10 x 100 |         |
| 1135P-D | 465 x 270 x 235 | 9             | 54          | 225 x 130 x 90 | 10 x 100 |         |
| 1135P-E | 465 x 270 x 235 | 9,5           | 54          | 225 x 130 x 90 | 10 x 100 |         |

# 1135P GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED HEAVY SANS POUFRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

## INFORMATIONS LOGISTIQUES (suite)

 Codes EAN

| Article | Carton            | Boite distributrice |
|---------|-------------------|---------------------|
| 1135P-A | 3 662 036 020 550 | 3 662 036 020 567   |
| 1135P-B | 3 662 036 020 574 | 3 662 036 020 581   |
| 1135P-C | 3 662 036 020 598 | 3 662 036 020 604   |
| 1135P-D | 3 662 036 020 611 | 3 662 036 020 628   |
| 1135P-E | 3 662 036 020 635 | 3 662 036 020 642   |