

## GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED REJUVENATE SANS POUDRE

# 1176

 Enrichi en Lanoline et en Vitamine E

Dispositif Médical de Classe I

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité
- Excellente dextérité
- Son aspect micro-texturé lui confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations
- Enrichi en lanoline et vitamine E, ce gant procure la sensation d'une peau mieux hydratée, plus souple et plus lisse.

Lanolin &amp; Vitamin E



### Préconisations:

- Gant destiné à un usage professionnel
- Ce gant d'examen s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>MEDICOM - SafeTouch Advanced Rejuvenate - Glove</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Blanc
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Micro texturé
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur de la paume :	0,09±0,03 mm
Épaisseur du doigt :	0,11±0,03 mm
Lotion intégrée :	Lanoline et Vitamine E
Poids (M) :	4,0 ± 0,2g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1176-A	T 6	XS
1176-B	T 7	S
1176-C	T 8	M
1176-D	T 9	L
1176-E	T10	XL

Marquage sur conditionnement:



\* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

### INDUSTRIES

Santé / Médical

## CERTIFICATION ET NORMES

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké sous une température comprise entre 5°C et 40°C.

Durée de vie du produit : 5 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1176-A	320 x 265 x 250	4,4	63	235 x 130 x 60	10 x 100	
1176-B	320 x 265 x 250	4,7	63	235 x 130 x 60	10 x 100	
1176-C	320 x 265 x 250	5,1	63	235 x 130 x 60	10 x 100	
1176-D	320 x 265 x 250	5,3	63	235 x 130 x 60	10 x 100	
1176-E	320 x 265 x 250	5,5	63	235 x 130 x 60	10 x 100	



### Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1176-A	3 700 381 514 802	3 700 381 514 413
1176-B	3 700 381 514 819	3 700 381 514 420
1176-C	3 700 381 514 826	3 700 381 514 437
1176-D	3 700 381 514 833	3 700 381 514 444
1176-E	3 700 381 521 565	3 700 381 521 558