

## 1187 GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED BLACK SANS POUVRE

Équipement de Protection Individuelle de Catégorie II

### CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

- Excellente préhension des objets grâce à son élasticité et sa dextérité.
- Les doigts texturés améliorent la préhension dans les environnements secs et humides.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.
- Son épaisseur lui confère une certaine robustesse



### Préconisations :

- Gant destiné à un usage professionnel.
- Gant destiné à protéger le porteur des microorganismes (bactéries et moisissures) mais ne protège pas contre les virus.
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarches HACCP).

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>SafeTouch Advanced Black</b>
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Matière :	Nitrile
Couleur :	Noir
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0,10 ±0,03 mm
Épaisseur du doigt :	0,12 ±0,03 mm
Poids unitaire (M):	5,2 g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1187-A	T 6	XS
1187-B	T 7	S
1187-C	T 8	M
1187-D	T 9	L
1187-E	T 10	XL

Marquage sur le conditionnement:



\*\* Restrictions

### INDUSTRIES

Collectivité Hors Restauration / Bien-être / Sécurité / Administration / Tatoueur / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Recherche / Agroalimentaire.

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 des équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN 420 et EN ISO 374-2/5\* pour la protection contre les micro-organismes.

Conforme aux exigences du Règlement (EU) 1935/2004 et de l'Arrêté du 9 Novembre 1994.

Ce gant est apte au contact alimentaire\*\*.

\* Non contrôlé contre les virus.

\*\* Restrictions : Ce gant Nitrile non poudré ne doit pas être mis en contact avec les denrées alimentaires grasses (à caractère gras, présentant des matières grasses en surface ou conservées en milieu huileux), ni avec les denrées alimentaires acides (pH < 4,5).

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristique carton



### Caractéristique boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ Palette	Taille mm	Cdt	Couleur
1187-A	340 x 250 x 250	5	63	240 x 120 x 65	10 x 100	
1187-B	340 x 250 x 250	5,8	63	240 x 120 x 65	10 x 100	
1187-C	340 x 250 x 250	6,1	63	240 x 120 x 65	10 x 100	
1187-D	340 x 250 x 250	6,9	63	240 x 120 x 65	10 x 100	
1187-E	340 x 250 x 250	7,2	63	240 x 120 x 65	10 x 100	

### Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1187-A	3 700 381 514 758	3 700 381 514 369
1187-B	3 700 381 514 765	3 700 381 514 376
1187-C	3 700 381 514 772	3 700 381 514 383
1187-D	3 700 381 514 789	3 700 381 514 390
1187-E	3 700 381 514 796	3 700 381 514 406