

## 1191N GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED VITALS SANS POUVRE Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex.
- Bonne dextérité.
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.
- Emballage pratique conditionné par 200 gants/ boîte qui permet de réduire l'espace de stockage, les coûts de transport et les déchets d'emballages



### Préconisations:


- Gant destiné à un usage professionnel.
- Ce gant d'examen s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex: démarche HACCP).

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>SafeTouch Advanced Vitals</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord:	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur Paume :	0,07 mm (±0,02mm)
Épaisseur Doigt :	0,09 mm (±0,02mm)
Poids (M):	3,2 g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1191N-A	T 6	XS
1191N-B	T 7	S
1191N-C	T 8	M
1191N-D	T 9	L
1191N-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:



### INDUSTRIES

Agro-alimentaires / RHF / Santé / Médical / Dentaire / Administration / Hygiène/ Industrie

**CERTIFICATION**

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, du Règlement UK DM 2002 et de l'Ordonnance Suisse (ODim) du 1er juillet 2020 relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 et du Règlement 2016/425 tel que modifié pour s'appliquer en Grande Bretagne, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée (voir Annexe 1).

**PRECAUTIONS D'USAGE**

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

**CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de la vie du produit: 3 ans.

**INFORMATIONS LOGISTIQUES****Caractéristiques carton****Caractéristiques boîte distributrice****Code couleur boîte et carton**

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille Mm	QTE	Couleur
1191N-A	420 x 250 x 230	6,2	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191N-B	420 x 250 x 230	6,5	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191N-C	420 x 250 x 230	7,1	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191N-D	420 x 250 x 230	8,4	49	220 x 120 x 85	10 x 200	
1191N-E	420 x 250 x 230	10,3	49	220 x 120 x 85	10 x 200	

**Codes EAN**

Article	Boîte distributrice	Carton
1191N-A	3 700 381 519 890	3 700 381 519 883
1191N-B	3 700 381 519 913	3 700 381 519 906
1191N-C	3 700 381 519 937	3 700 381 519 920
1191N-D	3 700 381 519 951	3 700 381 519 944
1191N-E	3 700 381 519 975	3 700 381 519 968



Groupe Kolmi Hopen SAS

Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France

T : +33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | salesupport@kolmi-hopen.com | www.kolmi-hopen.com