

1193N GANT NITRILE SAFETOUCH ADVANCED VITALS SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex.
- Bonne dextérité.
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.



PRÉCONISATIONS:


- Gant destiné à un usage professionnel.
- Ce gant d'examen s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les produits chimiques testés et les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations/ préparations alimentaires (ex: démarche HACCP).

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Advanced Vitals
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord:	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur Paume :	0,07 mm (±0,02mm)
Épaisseur Doigt :	0,09 mm (±0,02mm)
Poids (M):	3,2 g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1193N-A	T 6	XS
1193N-B	T 7	S
1193N-C	T 8	M
1193N-D	T 9	L
1193N-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:



INDUSTRIES

Agro-alimentaires / RHF / Santé / Médical / Dentaire / Administration / Hygiène/ Industrie

CERTIFICATIONS

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.
 Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, et de l'Ordonnance Suisse (ODim) du 1er juillet 2020 relatifs aux dispositifs médicaux.
 Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.
 Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.
 Répond aux normes EN ISO 21420, EN 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.
 Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004, et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée (voir Annexe 1).

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
 Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
 Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.
 Durée de la vie du produit : 3 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES








Caractéristiques carton



Caractéristiques boîte distributrice

Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille Mm	QTE	Couleur
1193N-A	300 x 260 x 235	3,2	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-B	300 x 260 x 235	3,4	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-C	300 x 260 x 235	3,7	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-D	300 x 260 x 235	4,5	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-E	300 x 260 x 235	5,1	60	245 x 125 x 48	10 x 100	

Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1193N-A	3 700 381 519 999	3 700 381 519 982
1193N-B	3 700 381 520 018	3 700 381 520 001
1193N-C	3 700 381 520 032	3 700 381 520 025
1193N-D	3 700 381 520 056	3 700 381 520 049
1193N-E	3 700 381 520 070	3 700 381 520 063