

**20.5272****COUVERTURE MÉDICALE**  
POLYPROPYLENE – Blanc – 150 x 220 cm**CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES**

- Utilisée dans les hôpitaux, ce produit est la garantie d'offrir un produit d'excellente qualité.
- Protège du froid et sa matière offre un confort au patient.
- Les matières premières utilisées sont douces.
- Produit très résistant.

**DESCRIPTIF TECHNIQUE**

Nom du produit :	Couverture médicale
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène + Polyester
Confection :	Soudure ultrason
Couleur :	Blanc
Grammage :	50 g/m <sup>2</sup> PP + 130 g/m <sup>2</sup> Polyester (± 10%)
Dimensions :	150 x 220 cm
Poids :	595 g
Pays de fabrication :	Chine

**INDUSTRIES**

Santé / Médical

**CONDITIONS DE STOCKAGE**

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

**INFORMATIONS LOGISTIQUES**

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS CDT	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
20.5272	450 x 350 x 420	13	12 cartons (3 couches x 4 cartons)	3 700 381 512 310	20 sachets individuels	3 700 381 512 303