

FICHE TECHNIQUE

CARRÉ DE SOINS

Spunlace 45 g/m²

28 x 38 cm

Kolmi®




CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel
- Utilisable pour l'essuyage de surface

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Spunlace 45 g/m²
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Non-tissé Spunlace
50% fibres viscosse / 50% fibres polyester
Grammage : 45 g/m²
Poids unitaire: 4,8 g (±10%)
Dimensions: 280 x 380 mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 70 ou 75 unités
Origine : France 

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

Article	Couleurs	Dimensions (cm)	Poids unitaire (g)	Conditionnement
E09213	Blanc	28 x 38	4,8	12 sachets x 70 unités
E09225				12 sachets x 75 unités
E09227	Bleu			

Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NWSP 130.1 R0		45	<i>g/m²</i>	<i>± 10%</i>
Epaisseur	NWSP 120.6 R0		0,59	<i>mm</i>	<i>± 0,12mm</i>
Résistance à la traction	NWSO 110.4 R0	À sec sens M :	74	<i>N/5cm</i>	<i>min 50</i>
		À sec sens T :	16	<i>N/5cm</i>	<i>min 10</i>
A sec sens M :		30	<i>%</i>	<i>max 45</i>	
A sec sens T :		160	<i>%</i>	<i>max 193</i>	
Allongement					
Absorption	NWSP 010.1.R0		900	<i>%</i>	<i>min 600</i>

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
E09213	600 x 400 x 219	4,9	40 cartons (4 cartons x 10 couches)	12 sachets de 70 unités	3 662 036 005 786
E09225				12 sachets de 75 unités	3 662 036 007 902
E09227					3 662 036 020 741