

FICHE TECHNIQUE

CARRÉ DE SOINS

Airlaid uni 80 g/m²
120 x 80 cm

Kolmi®




CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Airlaid Uni 80 g/m²
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Airlaid uni – Fibres de cellulose
Grammage : 80 g/m²
Poids unitaire: 77 g (±10%)
Dimensions: 120 x 80 cm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 50 unités
Couleur : Blanc
Origine : France 

Article Couleur

F35004 Blanc

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	EDANA 40.3-90		75	g/m ²	± 7,5gsm
Epaisseur	EDANA 30.5-99		1,05	mm	± 0,10mm
Résistance à la rupture	EDANA 20.2.89	À sec sens M :	26	N/5cm	± 2,6
		À sec sens T :	20	N/5cm	± 2
		Humide sens M :	14	N/5cm	± 1,5
		Humide sens T :	10	N/5cm	± 1
Absorption	EDANA 10.4-02		11	g/g	± 10%

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
F35004	800 x 400 x 220	4,5	30 cartons (3 cartons x 10couches)	1 sachet de 50 unités	3 662 036 002 020