

FICHE TECHNIQUE

Safetouch® Vitals™

Gant de toilette

Aiguilleté 70 g/m²

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason
- Sachet sous vide compact & hygiénique

USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable pour la toilette corporelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de Toilette– Aiguilleté

Type de produit : À usage unique, non stérile

Composition : Non-tissé Aiguilleté 100% Polyester Soudure Ultrason

Couleur : Blanc

Conditionnement : Sachet de 70 ou 50 unités en pack sous-vide compressé

Origine : Chine



Article	Couleurs	Dimensions (cm)	Poids unitaire (g)	Conditionnement
G01421	Blanc	14 x 21	4,1	20 sachets x 70 unités
G01521		15 x 21	4,3	
G01623		16 x 23	5,5	

PERFORMANCES PRODUIT

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	ISO 9073-1		70	<i>g/m²</i>	$\pm 10\%$
Epaisseur	ISO 9073-2		0,33	<i>mm</i>	$\pm 10\%$
Résistance à la traction	ISO 9073-3	Humide sens M:	67	<i>N/5cm</i>	$\pm 10\%$
		Humide sens T:	44	<i>N/5cm</i>	$\pm 10\%$
Allongement	ISO 9073-3	Humide sens M :	56	%	$\pm 10\%$
		Humide sens T :	70	%	$\pm 10\%$
Absorption	ISO 9073-6		500	%	$\pm 20\%$

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante et dans une atmosphère sèche.

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON						
ARTICLE	TAILLE (mm)	POIDS (kg)	QTE/ PALETTE	EAN CARTON	QTE / CARTON	EAN SACHET
G01421	300 x 220 x 430	6 kg	36 cartons 6 couches de 6	3 662 036 021 243	20 sachets de 70 pièces	3 662 036 021 236
G01521	320 x 220 x 320	4,7 kg	60 cartons 5 couches de 12	3 662 036 021 229	20 sachets de 50 pièces	3 662 036 021 212
G01623	340 x 240 x 320	5,5	45 cartons	3 662 036 019 738		3 662 036 019 745