


FICHE TECHNIQUE

GANT DE TOILETTE ACTIVE

Airlaid + PE 70 g/m²

15 x 23 cm

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière très absorbante, douce et très résistante

PRECONISATION :

- Utilisable pour la toilette corporelle

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de toilette – Airlaid / PE
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Non-tissé Airlaid Gaufré doublé d'un film imperméable bleu à l'intérieur
Grammage : 70 g/m²
Poids unitaire: 4,5 g (±10%)
Dimensions: 150 x 230 mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet imprimé de 50 unités
Couleur : Blanc / Bleu
Origine : Chine

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON						
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN carton	Code EAN sachet
G04301	330 x 240 x 390	4,5	50 cartons (10 cartons x 5 couches)	20 sachets de 50 unités	3 662 036 011 022	3 662 036 011 039