

# FICHE TECHNIQUE

## GANT DE TOILETTE ACTIVE

Spunlace nid d'abeille 80 g/m<sup>2</sup>  
15 x 22 cm

# Kolmi®



Article	Couleur
G09010	<input type="checkbox"/> Blanc

### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière très absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason

### PRECONISATION :

- Utilisable pour la toilette corporelle

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Gant de toilette – Spunlace nid d'abeille  
Type de produit : A usage unique, non stérile  
Composition : Spunlace  
Grammage : 80 g/m<sup>2</sup>  
Poids unitaire: 5g (±10%)  
Dimensions: 150 x 220 mm (±5mm)  
Conditionnement: Sachet de 50 unités  
Couleur : Blanc  
Origine : Chine

### Données Mécaniques

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	ISO 9073-1		80	g/m <sup>2</sup>	± 5%
Epaisseur	ISO 9073-2		0,5	mm	± 10%
Résistance à la traction	ISO 9073-3	À sec sens M :	169	N/5cm	± 10%
		À sec sens T :	119	N/5cm	± 10%
		Humide sens M :	136	N/5cm	± 10%
		Humide sens T :	124	N/5cm	± 10%
Allongement	ISO 9073-3		60	%	± 10%
Absorption	ISO 9073-6		800	%	± 10%

## INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

## MARQUAGE SUR LE PACKAGING



\* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON						
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Code EAN carton	Qté / carton	Code EAN sachet
G09010	470 x 310 x 360	5,5	25 cartons (5 cartons x 5 couches)	3 700 381 511 498	20 sachets de 50 unités	3 700 381 511 504