

FICHE TECHNIQUE

SURCHAUSSURES BLEUES PP

Avec semelle empreinte « chevrons » & élastique cheville




CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Sa matière en polypropylène est particulièrement utilisée sur surfaces lisses en milieu sec.
- Ses motifs chevrons assure une adhérence sur sol sec

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Surchaussures bleues PP avec semelle empreinte « chevrons » & élastique cheville
Type de produit : A usage unique, non sterile
Composition : Polypropylène
Confection : Collée
Grammage : 40 g/m² (+/-10%)
Dimensions : 170 x 400 mm (+/- 5mm)
Poids unitaire : 7 g
Conditionnement : Sachet de 500 unités
Pays de fabrication : Chine

| Article | Couleur |
|---------|---|
| H10020 | Bleu ciel  |

CERTIFICATIONS & NORMES

Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

| Article | Taille (mm) | Poids brut (kg) | QTE/palette |
|---------|-----------------|-----------------|-------------|
| H10020 | 340 x 250 x 330 | 3,8 | 40 cartons |

CODES EAN

| Article | Carton |
|---------|-------------------|
| H10020 | 3 662 036 019 660 |