

## VESTE DE BLOC PP PERSONNEL SOIGNANT

### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Agréable et léger, le polypropylène est très respirant.
- La veste de bloc couvre de façon optimale le haut du corps.
- Sa forme ample permet à l'utilisateur d'avoir une bonne aisance
- Les poignets et le col jersey blancs garantissent un meilleur confort.
- Emballage individuel pour une hygiène et une distribution maîtrisée.

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Veste de bloc pour le personnel soignant
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousue, col en jersey, poignets en jersey élastiqués, deux poches, fermeture boutons pressions
Couleur :	Bleu marine
Grammage :	40 g/m <sup>2</sup> (+/-10%)
Hauteur :	78 cm (+/-1cm)
Largeur :	68 cm (+/-1cm)
Conditionnement :	Sachet individuel
Pays de fabrication :	Chine



### CERTIFICATIONS & NORMES

Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

### INFORMATIONS LOGISTIQUES

Carton

Sachet

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	CODE EAN
J40895/L	460 x 300 x 300	6,0	36 cartons (6 couches de 6 cartons)	3 662 036 021 434

QTE / carton	CODE EAN
50 sachets individuels	3 662 036 021 441