

## MCLV5 GANT VINYLE SAFETOUCH EVERSTRONG SANS POUVRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Elasticité moyenne
- Bonne dextérité
- Son aspect lisse lui confère un toucher et une préhension convenables des objets
- Gant étanche à l'eau et à l'air

#### Préconisations:

- Gant destiné à un usage professionnel
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des microorganismes (bactéries, moisissures et virus) et des produits chimiques testés.
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarche HACCP)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>SafeTouch EverStrong</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Vinyle
Couleur :	Transparent
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Lisse
Poudré :	Non
Épaisseur de la paume :	0.08 (± 0,02mm)
Épaisseur du doigt :	0.08 (± 0,02mm)
Longueur du gant:	240mm minimum
Poids unitaire (M):	5,3 (± 0,2g)
Origine :	Chine

Article	Taille	
MCLV5-7S	T 7	S
MCLV5-8M	T 8	M
MCLV5-9L	T 9	L
MCLV5-10XL	T 10	XL

### MARQUAGE SUR LE PACKAGING



### INDUSTRIES

Agro-alimentaire / RHF / Collectivité / Administration / Tatoueur / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système de qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatif aux DM et au règlement UK DM 2002.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI et le règlement 2016/425 EPI, telle que modifiée pour s'appliquer en Grande Bretagne.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5 pour la protection contre les produits chimiques testés et les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et du Règlement (EU) 10/2011. Ce gant est apte au contact alimentaire\*.

\* Restriction : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles non poudrés en contact avec les aliments contenant des graisses ou des huiles (voir annexe 1).

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

Durée du vie du produit : 3 ans

## INFORMATIONS LOGISTIQUES



### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette	Taille mm	Cdt	Couleur
MCLV5-7S	315 x 259 x 245	5,18	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLV5-8M	315 x 259 x 245	6,03	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLV5-9L	315 x 259 x 245	6,36	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLV5-10XL	315 x 259 x 245	6,90	60	230 x 123 x 60	10 x 100	

## Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
MCLV5-7S	3 700 381 522 012	3 700 381 522 005
MCLV5-8M	3 700 381 522 036	3 700 381 522 029
MCLV5-9L	3 700 381 522 050	3 700 381 522 043
MCLV5-10XL	3 700 381 522 074	3 700 381 522 067