

## MCLVP4 GANT VINYLE SAFETOUCH EVERSTRONG POUDRÉ

Équipement de Protection Individuelle de Catégorie III

### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Elasticité moyenne
- Bonne dextérité
- Son aspect lisse lui confère un toucher et une préhension convenables des objets
- Gant étanche à l'eau et à l'air

#### Préconisations:


- Gant destiné à un usage professionnel
- Gant destiné à protéger le porteur des microorganismes (bactéries, moisissures et virus) et des produits chimiques testés
- Gant destiné aux manipulations / préparations alimentaires (démarche HACCP)

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	<b>SafeTouch EverStrong</b>
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Vinyle
Couleur :	Transparent
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Lisse
Poudré :	Oui
Épaisseur de la paume :	0.08 (± 0,02mm)
Épaisseur du doigt :	0.08 (± 0,02mm)
Longueur du gant:	240mm minimum
Poids unitaire (M):	4,5 (± 0,2g)
Origine :	Chine

Article	Taille	
MCLVP4-7S	T 7	S
MCLVP4-8M	T 8	M
MCLVP4-9L	T 9	L
MCLVP4-10XL	T 10	XL

### MARQUAGE SUR LE PACKAGING



### INDUSTRIES

Agro-alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche

## CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système de qualité certifié ISO 13485 et ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux EPI et le règlement 2016/425 EPI, telle que modifié pour s'appliquer en Grande Bretagne.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5 pour la protection contre les produits chimiques testés et les micro-organismes dont les virus.

Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et du Règlement (EU) 10/2011. Ce gant est apte au contact alimentaire\*.

\*Restriction : Il n'est pas recommandé de mettre les gants vinyles poudrés avec les aliments contenant des graisses ou des huiles (voir annexe 1).

## PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

## CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

Durée de vie du produit : 3 ans.

## INFORMATIONS LOGISTIQUES







### Caractéristiques carton



### Caractéristiques boîte distributrice

### Code couleur boîte et carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille mm	Cdt	Couleur
MCLVP4-7S	315 x 259 x 245	5,15	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLVP4-8M	315 x 259 x 245	5,87	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLVP4-9L	315 x 259 x 245	6,63	60	230 x 123 x 60	10 x 100	
MCLVP4-10XL	315 x 259 x 245	7,02	60	230 x 123 x 60	10 x 100	



### Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
MCLVP4-7S	3 700 381 522 098	3 700 381 522 081
MCLVP4-8M	3 700 381 522 111	3 700 381 522 104
MCLVP4-9L	3 700 381 522 135	3 700 381 522 128
MCLVP4-10XL	3 700 381 522 159	3 700 381 522 142