



**INDUSTRIE
& MEDISCH**

OPLOSSINGEN VOOR
**CONTAMINATIECONTROLE
EN RISICOPREVENTIE**

CATALOGUS

WWW.MEDICOM-EU.COM



**PRIDE IN
PROTECTION**

INHOUD

1.	Onze geschiedenis	04
2.	Medicom wereldwijd	06
3.	Onze MVO-verbintenis	08
4.	Gezichtsbescherming	12
5.	Handbescherming	30
6.	Lichaamsbescherming	48
7.	Hoofdbescherming	72
8.	Voetbescherming	82
9.	Lichamelijke en medische hygiëne	94
10.	Reiniging & desinfectie	102
11.	Kits & accessoires	110

ONZE GESCHIEDENIS



RONALD REUBEN
Oprichter en Uitvoerend Voorzitter

Opgericht in 1988 door Ronald Reuben, is de Medicom®-groep een van de belangrijkste fabrikanten en distributeurs wereldwijd van hoogwaardige producten voor infectiecontrole, eenmalig gebruik en preventief, met name voor de medische, tandheelkundige en industriële markten.

Aanwezig in meer dan 95 landen, is Medicom een belangrijke speler in de strijd tegen epidemieën en pandemieën sinds zijn oprichting: HIV, vogelgriep, SARS, H1N1, het Ebola-virus en COVID-19.



VISIE

Medicom® is de B2B-partner, de expert die oplossingen ontwikkelt, produceert en verkoopt die beschermen tegen en besmettingen en infecties voorkomen.



MISSIE

Medicom® beschermt mensen en voorkomt risico's door te luisteren, te reageren en in te spelen op de behoeften van de klanten, door waarde te creëren met diensten en oplossingen die garant staan voor gemoedsrust en die de verwachtingen van de klanten overtreffen.



WAARDEN

- . Verantwoordelijkheid
- . Klantgerichtheid
- . Teamgeest
- . Empathie
- . Duurzame ontwikkeling

MEER DAN 100 JAAR ERVARING IN EUROPA

- 1921** **INSTALLATIE VAN DE FABRIEK IN ANGERS**, gespecialiseerd in de productie van sigarettensigarettenpapier.
- 1972** **DE EERSTE PAPIEREN MASKER**. Kolmi® produceert het eerste papieren masker van Europa. Een revolutie voor medische uitrusting!
- 1975** **DE EERSTE NIET GEWEVEN MASKER**. Kolmi® ontwerpt het eerste niet-geweven wegwerp masker dat bescherming en comfort combineert.
- 1988** **OPRICHTING VAN DE MEDICOM® GROEP**
- 2003** **OPRICHTING VAN HOPEN**, specialist in wegwerpbeschermingsuitrusting.
- 2010** **OPRICHTING VAN KOLMI HOPEN®** om een complete oplossing voor hoofd tot voeten bescherming te bieden.
- 2011** **KOLMI HOPEN® SLUIT ZICH AAN BIJ DE MEDICOM® GROEP**, specialist in tandheelkundige apparatuur, wereldwijd erkend en van Canadese oorsprong.
- 2012** **FRANS LEIDER IN MEDISCH MASKER**, Kolmi® wordt de eerste fabrikant die de operatiekamers van Frankrijk van chirurgische maskers voorziet.
- 2020** **NIEUWE SAMENWERKING MET LOSER GMBH**, om onze aanwezigheid in de tandheelkundige sector in Europa uit te breiden, overname van LOSER GMBH.
DE COVID-19 CRISIS: een belangrijke ommekeer met een sterke toename van de productie om aan alle aanvragen te voldoen.
- 2021** **OPRICHTING VAN MANIKHEIR**, de eerste fabriek voor de productie van nitril handschoenen in Frankrijk.
Behalen van de Eco Vadis zilveren medaille, de beginfase van een gewaardeerde MVO-aanpak.
- 2022** **STRATEGISCHE SAMENVOEGING MET WEESAFE**. Overname van WeeSafe, een erkende speler in lichaamsbescherming met zijn categorie III EPI-beschermingspakken.
- 2023** **NIEUWE IDENTITEIT!** Kolmi Hopen® blijft zijn wens uiten om een Europese entiteit te creëren die nauw verbonden is met de groep, door zichzelf Medicom SAS te noemen voor de medische/industriële sector en Medicom GMBH voor de tandheelkundige sector.
- 2024** **INWIJDING van de 4 productielijnen van ManiKHeir**, met een capaciteit van meer dan 900 miljoen handschoenen per jaar.
Behalen van de Eco Vadis gouden medaille.

MEDICOM IN DE WERELD

-  Wereldwijd hoofdkantoor
-  Productiefaciliteit
-  Verkoopkantoor



±1500
WERKNEMERS

13
FABRIEKEN

MVO VERBINTENIS

In lijn met de waarden van Medicom, hebben we ervoor gekozen onze maatschappelijke aanpak te structureren op basis van de fundamentele principes van ISO 26000.

Dit komt tot uiting in het beheer van onze milieueffecten, de prestaties van onze teams, de kwaliteit van onze producten en onze betrokkenheid bij onze klanten en partners in overeenstemming met de geldende normen en regelgeving.



Onze missie is gebaseerd op verbintenissen die onze wil tonen om onze verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van duurzame ontwikkeling.




ONZE DOMEINEN

- Een veilige, motiverende en duurzame werkomgeving garanderen voor onze medewerkers.
- Innovatieve en kwaliteitsvolle producten op de markt brengen, terwijl we hun impact minimaliseren.
- Een positieve externe invloed uitoefenen op de sociale, economische en milieu-uitdagingen van morgen.
- De ontwikkeling van een duurzame waardeketen bevorderen.



Sinds 2023 zijn we ook betrokken bij het maatschappelijke verantwoord ondernemen-initiatief van het Global Compact van de Verenigde Naties, door de tien principes te ondersteunen op het gebied van Mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en de bestrijding van corruptie.



1 HULPBRONNEN, VERWERKING EN BEVOORRADING

Verantwoord gebruik van grondstoffen

We selecteren grondstoffen zorgvuldig om te garanderen dat ze milieuvriendelijk zijn, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en duurzaamheid van onze producten. Een deel van onze producten wordt vervaardigd uit gerecycled materiaal, waardoor we ons verbruik van nieuwe hulpbronnen verminderen.

Laag-impact transformatieprocessen

Bij de selectie van onze grondstoffen- en eindproductleveranciers geven we de voorkeur aan energie- en waterbesparende processen.

Een netwerk van betrokken partners

We werken samen met lokale en internationale leveranciers, waarbij we ervoor zorgen dat ze onze waarden op het gebied van mensenrechten en milieubescherming delen. We bevorderen korte ketens om onze koolstofvoetafdruk te beperken, en onze langdurige relaties met partners garanderen een stabiele en ethische bevoorrading.

2 PRODUCTIE, DISTRIBUTIE EN GEBRUIK

Optimalisatie van onze productieketens

Onze productievestigingen zijn betrokken bij een proces van continue verbetering om de milieueffecten van de productieprocessen en de arbeidsomstandigheden te verminderen.

Geoptimaliseerde logistiek en transport

We herzien onze distributiesystemen om de koolstofvoetafdruk die gepaard gaat met het transport van onze producten te beperken: consolidatie van zendingen om het aantal ritten te verminderen en gebruik van transportmiddelen met lage CO2-uitstoot.

Duurzame verpakkingen


Vermindering van plastic verpakkingen, gebruik van recycleerbare materialen en vezels afkomstig van duurzaam beheerde bossen voor onze producten die in Frankrijk worden vervaardigd, met een geoptimaliseerd drukontwerp om het gebruik van hulpbronnen te verminderen.



GERECYCLEERDE MATERIALEN

Geïnteresseerd in het behoud van fossiele brandstoffen en het verminderen van de koolstofimpact van onze producties, voegen we gerecycleerd polypropyleen toe in het ontwerp van onze FFP-maskers, maskers voor schone ruimten en overschoenen.

We gebruiken verschillende processen, waaronder het "Mass Balance"-proces, een concept waarmee de stromen van grondstoffen en gerecycleerde producten door de gehele waardeketen kunnen worden gevolgd, en het PIR-proces (Post Industrial Recycling).



Beschermen en het milieu respecteren

Onze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ontworpen om maximale veiligheid te bieden, terwijl de milieueffecten geminimaliseerd worden.

3 PRODUCTEN AAN HET EINDE VAN HUN LEVENSDUUR EN RECYCLING

Ons doel is om een circulaire economie te bevorderen door ons in te zetten voor de ontwikkeling van recycling- en terugwinningsopties. Daarom hebben we onze krachten gebundeld met Eco'Logic Recyclage om een oplossing te bieden **MADE IN FRANKRIJK** oplossing aan te bieden voor het recyclen van flexibele PBM's van polypropyleen voor eenmalig gebruik.



01

BESCHERMING GEZICHT

Medische maskers 14

Ademhalingsbeschermingsmaskers 24



Cleanroom maskers
Gecontroleerde omgevingen 28



MEDISCHE MASKERS

Definitie

1. Het beschermt de omgeving tegen ziekteverwekkers die worden overgedragen door druppels die door de mond en neus van de drager worden uitgestoten.
2. Het beschermt de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg tegen spatten van mogelijk besmette biologische vloeistoffen (type IIR-kwalificatie).



Voorschriften

EN 14683:2019+AC:2019 - EISEN

Deze norm definieert de prestatie-eisen voor maskers voor medisch gebruik, rekening houdend met verschillende criteria die de kwaliteit van het masker en de veiligheid voor de omgeving van de drager garanderen:


- I Bacteriële filtratie-efficiëntie (EFB)
- I Ademend vermogen (Delta P)
- I Weerstand tegen spatten van biologische vloeistoffen (alleen type IIR)
- I Biocompatibiliteit
- I Microbiële reinheid (Bioburden)

AANVULLENDE TESTEN DIE NIET VEREIST ZIJN VOLGENS EN 14683

Om gebruikers extra bescherming te bieden, worden Kolmi® maskers in twee tests getest tegen virussen en submicronische deeltjes:


- I Virus filtratie efficiëntie (VFE)
- I Filtratie-efficiëntie van 0,1 µm deeltjes (EFP)

DE VERSCHILLENDE SOORTEN BEVESTIGINGSMIDDELEN :




ELASTISCH OORSHELP

Dit is het bekendste sluitsysteem. Gemakkelijk aan en uit te trekken.



RIEMEN

Het meest comfortabele bevestigingssysteem voor langdurige procedures.



ELASTISCH ELASTIEKEN

Dit systeem combineert het gebruiksgemak van traditionele elastieken met het comfort van banden die achteraan het hoofd en de nek worden geplaatst.

Ons assortiment

We bieden een compleet assortiment medische maskers voor eenmalig gebruik om aan alle behoeften te voldoen: met riemen of elastische banden en aangepast aan verschillende activiteitssectoren.

Kolmi®
Vitals

Kolmi®
Softex

Kolmi®
Feeldry

Onze maskers worden gemaakt van grondstoffen van de hoogste kwaliteit, afkomstig van 's werelds toonaangevende non-woven fabrikanten. Deze grondstoffen, in combinatie met Kolmi's technologische knowhow, zorgen ervoor dat onze maskers uitstekend ademen en absoluut comfortabel zijn, terwijl ze toch een hoog beschermingsniveau bieden.

DE KOLMI® BIAS
De boven- en onderkant van onze elastische Softex en Feeldry maskers zijn gevoerd met een zoom voor extra draagcomfort en stevigheid.

GEÏNTEGREERDE NEUSBRUG
Dankzij de geïntegreerde neusbrug passen onze maskers zich perfect aan verschillende gezichtsmorfologieën aan.

UITZONDERLIJK ADEMEND
Onze maskers zijn ontworpen om dagelijks een uitstekend ademend vermogen en uitzonderlijk comfort te bieden. Hun resultaten overtreffen de vereisten van de norm EN 14683.

DE KOLMI® GLIMLACH
De Kolmi® smile is ontwikkeld om het masker comfortabel aan te laten sluiten op alle gezichtsvormen en het ademend vermogen te verbeteren.

KOLMI® ORIGAMI VOUWEN
Door de omegavormige vouw vormt het masker zich naar het gezicht van de drager. De vouw zorgt er ook voor dat het masker goed en comfortabel aansluit op de drager.

BACTERIEEL BACTERIËLE FILTRATIE
Onze medische maskers bieden een uitzonderlijke bacteriële filtratie-efficiëntie.

ZACHTE GRONDSTOFFEN
Onze maskers bieden ongeëvenaard comfort voor dragers met een gevoelige huid. Het gelaatsstuk, de oorelastieken, de dwarse elastieken en de bandjes zijn gemaakt van zachte materialen. Om dit comfort compleet te maken, zijn onze maskers gegarandeerd latexvrij.

NIEUW
DIGITALE MELDING OP DE VERPAKKING

SCAN ME



ZONE MET GECONTROLEERDE ATMOSFEER (CAZ)

Onze maskers met bandjes en transversale elastieken of FFP, die gebruikt worden in operatiekamers of kamers met gecontroleerde omgevingen, worden vervaardigd in een gecontroleerde atmosfeerzone (CAZ). Onze gecontroleerde atmosfeer zorgt ervoor dat onze maskers altijd microbiëel schoon zijn en garandeert onze klanten dat ze onmiddellijk gebruikt kunnen worden.



MEDISCH MASKER MET OPTIES

Technologieën om te beschermen voor eerstelijns werkers.






ANTICONDENS
Voorkomt beslaan van de bril



ANTISPRAY
Dankzij een in het masker geïntegreerd vizier wordt het gezicht beschermd tegen spatten van biologische vloeistoffen



ANTI-GLARE
Vermindert het risico op verblinding in omgevingen met veel licht en maskerreflectie voor brildragers.



MEDISCHE MASKERS

Kolmi®
Softex

- Het Kolmi® Softex-assortiment is gemaakt van materialen die zacht en niet-irriterend voor de huid zijn, waardoor comfort en langdurige bescherming voor de drager gegarandeerd zijn.
- Gecertificeerd als een medisch hulpmiddel van Klasse I volgens EN14683:2019+AC:2019.
- BFE, VFE en PFE getest.
- Gemaakt in Frankrijk.

TYPE IIR ELASTIEKEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.			
M35111-30		Box	16 x 50 e
M35211-30			
M35511-30			

TYPE IIR ELASTIEKEN - ZONDER NEUSKLEM

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

! Zonder neusbeugel voor gebruik bij MRI-scans, scanners of röntgenfoto's

REF.			
M35001SB-30		Zonder neusbrug	Box 16 x 50 e

TYPE IIR ELASTIEKEN - VIZIER

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

! Polyester vizier met anti-condensbehandeling aan beide zijden

REF.				
M35111V-30		Vizier	Box	4 x 25 e

TYPE II ELASTIEKEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.			
M14301-30		Box	16 x 60 e
M14311-30			
M14321-30			

TYPE II ELASTIEKEN - LOS

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.			
M14311-30-2000		Beutel	1 x 2000 e

TYPE II MET LINTEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.			
M21101-30		Box	6 x 50 e

TYPE IIR RIEMEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.			
M31101-30		Box	6 x 40 e
M31201-30			

TYPE II MET LINTEN - MET OPTIES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Softex

MH Klasse I

REF.				
M21101F-30		Anticondensstrook	Box	6 x 50 e
M21101M-30		Schuim band		6 x 40 e

TYPE II ELASTIEKEN - KINDEREN 5-12 JAAR

MADE IN FRANCE



MH Klasse I

Kolmi®
Softex Kids

! Geschikt voor kindergezichten van 5 tot 12 jaar

REF.			
M95121-30		Box	12 x 50 e

TYPE II ELASTIEKEN - KINDEREN 1-5 JAAR

MADE IN FRANCE



MH Klasse I

Kolmi®
Softex Kids

! Geschikt voor kindergezichten van 1 tot 5 jaar

REF.			
M95241-30		Box	12 x 50 e



MEDISCHE MASKERS

Kolmi®
Feeldry

- De Kolmi® Feeldry-serie heeft een ultra-absorberende binnenlaag die zorgt voor optimaal en constant comfort, zelfs bij langdurig gebruik.
- Gecertificeerd als een medisch hulpmiddel van Klasse I volgens EN14683:2019+AC:2019.
- BFE, VFE en PFE getest.
- Gemaakt in Frankrijk.

TYPE IIR MET LINTEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Feeldry

MH Klasse I

REF.			
M34001-30		Box	6 x 40 e
M34101-30			
M34201-30			

TYPE II MET LINTEN - MET OPTIES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Feeldry

MH Klasse I

REF.				
M24101F-30		Anticondensstrook	Box	6 x 50 e
M24101N-30		Antireflecterende strook		

TYPE IIR RIEMEN - MET OPTIES

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Feeldry

MH Klasse I

REF.				
M34101F-30		Anticondensstrook	Box	6 x 40 e
M34101V-30		Vizier		4 x 25 e

TYPE II MET LINTEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Feeldry

MH Klasse I

REF.			
M24101-30		Box	6 x 50 e

Kolmi® Vitals

EEN VERANTWOORDELIJKE VERANTWOORDE & DUURZAME KEUZE

-35%
VERMINDERING VAN
KOOLSTOF
VOETAFDruk VS.
GEÏMPOORTEERD
MASKER
UIT AZIË*

MADE IN FRANKRIJK

Beschikbaar in band en elastische versies



De maskers in het Kolmi® Vitals-assortiment zijn gemaakt van hoogwaardige materialen die comfort en ademend vermogen bevorderen en zijn ontworpen om hun ecologische voetafdruk op twee manieren te verkleinen:

- Vermindering van de hoeveelheid gebruikt materiaal zonder afbreuk te doen aan het comfort en de bescherming van de gebruiker.
- De herkomst van alle onderdelen van het masker, door ze uitsluitend uit Frankrijk te betrekken.

MEDISCHE MASKERS

Kolmi® Vitals

- Het Kolmi® Vitals-assortiment combineert comfort, veiligheid en prestaties en voldoet aan de behoeften van dagelijks gebruik.
- Gecertificeerd als een medisch hulpmiddel van Klasse I in overeenstemming met EN14683:2019+AC:2019.
- BFE, VFE en PFE getest.
- Gemaakt in Frankrijk.

TYPE IIR ELASTIEKEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals

MH Klasse I

REF.			
M36101-40		Box	16 x 50 e

TYPE II ELASTIEKEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals

MH Klasse I

REF.			
M13101-40		Box	16 x 60 e

TYPE IIR RIEMEN

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Vitals

MH Klasse I

REF.			
M33101-40		Box	6 x 50 e

ADEMBESCHERMING (FFP)


Definitie

Ademhalingsmaskers zijn persoonlijke beschermingsmiddelen (PPE) van categorie III die de mond, neus en kin bedekken. Ze staan ook bekend als FFP-maskers voor Filtering FacePiece en beschermen de drager tegen het inademen van druppels en in de lucht zwevende deeltjes, die vectoren zijn van infectieuze agentia.

De rol van het adembeschermingsmasker :

- Het beschermt de drager tegen deeltjes in de lucht.
- Er zijn 3 niveaus van filtratie-efficiëntie voor deeltjes in de lucht.
- Norm EN 149:2001+A1:2009
- EU-verordening 2016/425

Minimale filtratie van FFP-maskers :



TOTALE LEKTEST BINNEN

PENETRATIE TEST VAN FILTERMATERIAAL

WEERSTANDSTEST RESPIRATORIA

	MAXIMALE LEKSNELHEID	
	*	**
FFP1	≤ 22 %	≤ 25 %
FFP2	≤ 8 %	≤ 11 %
FFP3	≤ 2 %	≤ 5 %

BACTÉRIES ET VIRUS
GOUTTELETTES PROJECTIONS

Deze test meet de lekkage binnenin het masker van de afdichting, het ventiel en het filtermedium.

	NATRIUMCHLORIDE TEST 95 L/MIN	PARAFFINEOLIE 95 L/MIN
	FFP1	≤ 20 %
FFP2	≤ 6 %	≤ 6 %
FFP3	≤ 1 %	≤ 1 %

Deze test meet het % vaste deeltjes (natriumchloride) of vloeibare deeltjes (paraffineolie) die het masker binnendringen.


	INADEMING		UITADEMING
	30 L/MIN	95 L/MIN	160 L/MIN
FFP1	≤ 0,6	≤ 2,1	≤ 3
FFP2	≤ 0,7	≤ 2,4	≤ 3
FFP3	≤ 1	≤ 3	≤ 3

Deze test meet de maximaal toelaatbare weerstand (mbar).


* resultaten voor ten minste 8 van de 10 rekenkundige gemiddelden voor elke aandeelhouder
** resultaten voor ten minste 46 van de 50 individuele uitvoerresultaten

VERKRIJGBAAR IN 3 MATEN:


S
TAILLE



M
TAILLE



L
TAILLE



HOOFDTOEPASSING:

PREVENTIE VAN INFECTIEZIEKTEN MET EEN HOOG RISICO in overeenstemming met de huidige nationale aanbevelingen


ONS ASSORTIMENT EN BELANGRIJKSTE TOEPASSINGEN

COMFORT & BESCHERMING

Onze FFP-maskers hebben gebreide, ultrasoon gelaste dwarse elastieken voor een optimale pasvorm. Ze zijn gemakkelijk op te zetten en comfortabel om langdurig te dragen.

UITSTEKENDE PASVORM

Onze FFP maskers zijn verkrijgbaar in drie maten* en hebben een geïntegreerde flexibele neusbrug voor een optimale pasvorm. *Afhankelijk van het beschermingsniveau.



SPUNBOND EN MELTBLOWN VLIESLAGEN

FFP maskers zijn een mix van Spunbond en Meltblown lagen om maximale bescherming te bieden met ongeëvenaard comfort.



ZACHTE GRONDSTOFFEN

Onze ademhalingsmaskers zijn latexvrij en de binnenlaag is gemaakt van een lichtgewicht, zacht materiaal om ervoor te zorgen dat de drager beschermd wordt met het best mogelijke comfort.

UITZONDERLIJK ADEMEND

Kolmi® FFP maskers bieden een uitzonderlijk ademend vermogen dankzij het gebruik van de beste grondstoffen op de markt.



NIEUWE DIGITALE NOTICE OP DE VERPAKKING



MASS BALANCE

Om fossiele brandstoffen te sparen en de koolstofimpact van onze productie te verminderen, verwerken we gerecycled polypropyleen in het ontwerp van onze FFP-maskers met behulp van Mass Balance*-technologie.

*Mass Balance is een concept dat het mogelijk maakt om de stroom van grondstoffen en gerecyclede producten door de hele waardeketen te volgen.

MASKERS ADEMHALING

Kolmi® Oxygen

- De Kolmi® Oxygen-serie zorgt voor optimaal comfort dankzij het gebruik van zachte, soepele materialen die zelfs bij langdurig gebruik goed aanvoelen.
- Je kunt er gemakkelijk in ademen zonder dat dit ten koste gaat van de bescherming. Verkrijgbaar in drie maten voor alle lichaamsvormen.
- Gecertificeerd als medisch hulpmiddel van klasse I volgens EN 14683:2019+AC:2019 & persoonlijke beschermingsmiddelen van categorie III volgens EN 149:2001+A1:2009.
- Het Kolmi® Oxygen-assortiment wordt volledig in Frankrijk vervaardigd en bestaat voor minstens 70% uit gerecycled materiaal (FFP1-FFP2 & FFP3).

FFP2 NR D TYPE IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen



MH Klasse I

PBM CAT. III

REF.				
M52214-WH-MB	S	Box	10 x 50 e	
M52214S-WH-MB				
M52014-WH-MB				
M52014S-WH-MB	M			
M52114-WH-MB	L		4 x 50 e	
M52114S-WH-MB				

FFP1 NR D TYPE IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen



MH Klasse I

PBM CAT. III

REF.				
M51014-WH-MB	M	Box	10 x 50 e	
M51014S-WH-MB		Box		

FFP3 NR D TYPE IIR

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Oxygen



MH Klasse I

PBM CAT. III

REF.				
M53214-WH-MB	S	Box	10 x 50 e	
M53214S-WH-MB				
M53014-WH-MB				
M53014S-WH-MB	M			
M53114-WH-MB	L		4 x 50 e	
M53114S-WH-MB				





Ons assortiment & belangrijkste toepassingen

In cleanrooms worden maskers vooral gebruikt om de omgeving van de drager te beschermen, maar ze kunnen ook bescherming bieden aan de gebruiker, zoals in het geval van onze FFP-maskers (categorie III PBM).

Dankzij de materialen met een zeer lage afgifte is de ISO AIR®-reeks speciaal ontworpen om de gebruiker comfort en bescherming van het milieu te bieden. Met resultaten van meer dan 99% bieden ISO AIR®-maskers een uitstekende filtratie van bacteriën, deeltjes en virussen, terwijl ze de drager ademend comfort bieden.

Tot slot is Medicom® het eerste bedrijf dat een serie maskers ontwikkelt die gemaakt zijn van gerecycled materiaal, dankzij de Mass Balance-benadering.

De gehele ISO AIR® serie is getest op de Helmke trommel volgens de IEST-RP-CC003.4 methode om een zeer lage afgifte van deeltjes te garanderen. Als gevolg hiervan kunnen ISO AIR® maskers worden gebruikt in omgevingen vanaf ISO 3 Grade A.

KRUIS ELASTIEKENSTERIEL

MADE IN FRANCE



- Steriliteitsgarantieniveau 10
- Getest voor en na sterilisatie, de filtratieprestaties (BFE, PFE, VFE > 99%) en het comfort blijven strikt identiek
- Sterilisatieproces volgens de ISO 11135-norm voor ETO-sterilisatie van gezondheidsproducten
- Optimale plaatsing en aanpassing dankzij de dwarselastieken
- Uitstekende ademende eigenschappen

REF.				
60.702-STE	○	210 x 90 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e

KRUIS ELASTIEKEN NIET STERIEL - GEPLOOIDE VORM

MADE IN FRANCE



- Ontworpen voor gebruik in ISO 3 Klasse C omgevingen
- Uitstekende filtratie-efficiëntie (BFE, PFE en VFE > 99%)
- Gemakkelijk aan te brengen en verhoogd comfort dankzij dedwarselastieken
- Verkrijgbaar in twee maten : M = 210 x 90 mm / L = 230 x 90 mm

REF.				
60.701-30	○	230 x 90 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e
60.702	○	210 x 90 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e

RIEMEN NIET STERIEL

MADE IN FRANCE



- Ontworpen voor gebruik in ISO 5 Klasse C-omgevingen
- Uitstekende filtratie-efficiëntie (BFE, PFE en VFE > 99%)
- Twee maten beschikbaar: M = 175 x 95mm / L = 195 x 95mm

REF.				
60.720L	○	195 x 95 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e
60.720M	○	175 x 95 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e

KRUIS ELASTIEKEN NIET STERIEL - "DUCKBILL"-VORM

MADE IN FRANCE



- Ontworpen voor gebruik in ISO 3 Klasse C-omgevingen
- Uitstekende filtratie-efficiëntie (BFE, PFE en VFE > 99%)
- Grote adembaarheid dankzij de ruime ademkamer
- Twee maten beschikbaar : M = 240 x 100 mm / L = 268 x 115 mm

REF.				
60.754L	○	268 x 115 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e
60.754M	○	240 x 100 mm	Doppelte Verpackung	6 x 50 e

ELASTIEKEN NIET STERIEL

MADE IN FRANCE



- Ontworpen voor gebruik in ISO 5 Klasse C omgevingen
- Uitstekende filtratie-efficiëntie (BFE, PFE en VFE > 99%)
- Zachte, niet-irriterende elastieken
- Verkrijgbaar in twee maten : M = 175 x 90 mm / L = 195 x 90 mm

REF.				
60.712L	○	195 x 90 mm	Doppelte Verpackung	8 x 50 e
60.712M	○	175 x 90 mm	Doppelte Verpackung	8 x 50 e

022

BESCHERMING

Toepassingsgebieden	32
Voorschriften	33
Maattabel	37
Ons assortiment	38



HANDSCHOENEN TOEPASSINGSGBIEDEN



MEDISCH HULPMIDDEL (MD)

Infectiebarrière

EUROPESE NORMEN
EN 455 EN EN ISO 10993



PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN (PPE)

Beschermt de gebruiker tegen een extern risico

EUROPESE NORMEN
EN ISO 21420, ISO EN 374-1/2/4/5, EN 16523-1,
ISO 16604, EN 421, ASTM D6978-05



UITRUSTING HYGIËNE

Beschermt het milieu

VOLDOET AAN DE VEREISTEN
VERORDENING (EG) 1935/2004 (contact met voedingsmiddelen)

VERORDENING (EU) 2017/745 BETREFFENDE MEDISCHE HULPMIDDELEN

EUROPESE NORMEN EN 455 MEDISCHE HANDSCHOENEN VOOR EENMALIG GEBRUIK (DM)

Deze normenreeks is van toepassing op medische handschoenen; het doel van deze handschoenen is om als barrière te fungeren tussen de patiënt en de gebruiker tegen kruisbesmetting. De EN 455 normenreeks bestaat uit 4 delen:

EN 455-1:2020+A2:2024 EISEN EN TESTS VOOR GAATJESDETECTIE

Handschoenen moeten een waterdichtheidstest voor gaatjesdetectie doorstaan. Deze test wordt uitgevoerd op een statistisch monster (genomen in overeenstemming met ISO 2859-1).

EN 455-2:2024 EISEN EN BEPROEVINGEN VOOR FYSISCHE EIGENSCHAPPEN

Deze norm specificeert de vereisten en testmethoden voor de fysische eigenschappen van medische handschoenen, zoals afmetingen en breeksterkte voor en na versnelde veroudering.

	HANDSCHOENEN ONDERZOEK/PROCEDURE Latex / Nitril Onderzoek	HANDSCHOENEN Thermoplastisch polyvinylchloride, polyethyleen
Scheurweerstand uitgedrukt in Newton (N)	≥ 6.0	≥ 3.6

EN 455-3:2023 EISEN EN BEPROEVINGEN VOOR BIOLOGISCHE EVALUATIE

Deze norm beschrijft vereisten en testmethoden voor de beoordeling van de biologische veiligheid van medische handschoenen.

Hierbij worden factoren beoordeeld zoals:

1. Endotoxinegehalte (alleen voor steriele handschoenen)
2. Hoeveelheid poeder
3. Chemische verbindingen die in het productieproces worden gebruikt - versnellers, antioxidanten, biociden, enz.
4. Extraheerbare eiwitten (voor latex handschoenen)
5. Biocompatibiliteit (in overeenstemming met EN ISO 10993)

EN 455-4:2009 BEPALING VAN HOUDBAARHEID

Deze norm wordt gebruikt om de uiterste gebruiksdatum te bepalen, de datum waarna de handschoen niet meer kan worden gebruikt zonder dat de integriteit van de eigenschappen ervan wordt aangetast. De maximale levensduur van een medische handschoen is 5 jaar vanaf de productiedatum.

VERORDENING (EU) 2016/425 BETREFFENDE PERSOONLIJKE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN

CATEGORIEËN

- CATEGORIE I** beschermt tegen kleine risico's
- CATEGORIE II** beschermt tegen intermediaire risico's, gecertificeerd door een aangemelde instantie.
- CATEGORIE III** beschermt tegen dodelijke risico's (microbiologisch, chemisch, enz.) gecertificeerd conform en jaarlijks geïnspecteerd door een aangemelde instantie.



NORM EN ISO 21420:2020+A1:2024

Algemene vereisten en testmethoden die van toepassing zijn op alle persoonlijke beschermende handschoenen.

- Deze norm heeft betrekking op:
 - I Ergonomie en constructie van de handschoen
 - I Elektrostatische eigenschappen (optioneel)
 - I Veiligheid
 - I Comfort en doeltreffendheid
 - I Markering en informatie van de fabrikant

NORM EN ISO 374-1: 2016+A1:2018 BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN

Hoe wordt de bestendigheid van de handschoen tegen contact met een chemische stof bepaald?

PENETRATIE	PERMEATIE	DEGRADATIE
<p>Penetratie beschrijft de passage van een chemisch product door onvolkomenheden in het materiaal of poriën en naden in de handschoen*.</p> 	<p>Permeatie is de diffusie, op moleculaire schaal, van het chemisch product door het materiaal waarvan de handschoen*.</p> 	<p>Degradatie betreft de bepaling van de weerstand tegen degradatie door chemische producten. Degradatie = transformatie met verslechtering van een of meer eigenschappen van het handschoenmateriaal na contact met een chemisch product, bijvoorbeeld afschilferen, opzwellen, desintegreren, bros worden, verkleuren, dimensiewijzigingen, verharden, zachter worden enz.</p>

* Bron: Nationaal instituut voor onderzoek en veiligheid

De norm is gebaseerd op 3 testmethoden:

- I Penetratietest in overeenstemming met EN ISO 374-2:2019
- I Permeatietest volgens EN 16523-1:2015+A1:2018
- I Degradatietest volgens EN ISO 374-4:2019

Om aanspraak te kunnen maken op bescherming tegen een chemisch product, moeten deze 3 tests worden uitgevoerd. De resultaten staan vermeld in de bijsluiters.

CHEMISCHE PERMEATIE: EN 16523-1:2015+A1:2018

Het risico op chemische permeatie komt overeen met de passage van de stof door de handschoen. De migratie van chemische moleculen door de handschoen wordt bepaald door de doorgangstijd (in minuten) van de chemische stof door de handschoen. De handschoen wordt gekozen op basis van haar prestatieniveau (doorgangstijd), dat bepaalt of ze tot een bepaald beschermingstype (A, B of C) behoort.

1 enkel pictogram & 3 beschermingstypes :

TYPE HANDSCHOEN	VEREISTE	VOORBEELD VAN MARKERING
Type A	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor minstens 6 producten	
Type B	Doorbraaktijd ≥ 30 min voor minstens 3 producten	
Type C	Doorbraaktijd ≥ 10 min voor minstens 1 product	

Liste officielle des produits chimiques inscrits pour la norme EN ISO 374-1:2016+A1:2018

A	Methanol	67-56-1	Primaire alcohol
B	Aceton	67-64-1	Keton
C	Acetonitril	75-05-8	Nitrilverbinding
D	Dichloormethaan	75-09-2	Gechlordeerde koolwaterstof
E	Koolstofbisulfide	75-15-0	Zwavelhoudende organische verbinding
F	Tolueen	108-88-3	Aromatische koolwaterstof
G	Diethylamine	109-89-7	Amine
H	Tetrahydrofuraan	109-99-9	Heterocyclische etherische verbinding
I	Ethylacetaat	141-78-6	Ester
J	n-Heptaan	142-82-5	Verzadigde koolwaterstof
K	40% Natriumhydroxide	1310-73-2	Anorganische base
L	Zwavelzuur 96%	7664-93-9	Anorganisch zuur, oxiderend
M	Salpeterzuur 65%	7697-37-2	Anorganisch zuur, oxiderend
N	Azijnsuur 99%	64-19-7	Organisch zuur
O	Ammoniak 25% waterstofperoxide	1336-21-6	Organische base
P	Waterstofperoxide 30%	7722-84-1	Peroxide
S	Waterstoffluoride 40% Formaldehyde	7664-39-3	Anorganisch Mineralezuur
T	Formaldehyde 37%	50-00-0	Aldehyde

NORM EN ISO 374-5: 2016 BESCHERMING TEGEN MICRO-ORGANISMEN


Handschoenen moeten voldoen aan de waterdichtheidstest volgens EN ISO 374-2:2019.

De mogelijkheid om bescherming tegen virussen te claimen wordt toegevoegd als de handschoen de ISO 16604: 2004 test (methode B) doorstaat.




 <p>EN ISO 374-5:2016</p>	<p>Voor handschoenen die bescherming bieden tegen bacteriën en schimmels.</p>
 <p>EN ISO 374-5:2016 VIRUS</p>	<p>Voor handschoenen die bescherming bieden tegen bacteriën, schimmels en virussen.</p>


ANDERE NORMEN

 <p>EN 421:2010</p>	<p>Voor handschoenen die bescherming bieden tegen radioactieve deeltjes</p>
---	---

 <p>ASTM D6978-05</p>	<p>Voor handschoenen die die bescherming bieden tegen cytotoxische producten (chemotherapiemedicijnen).</p>
---	---

SYMBOLEN / LEGEN

 <p>PF</p>	<p>Poedervrij</p>
 <p>P</p>	<p>Gepoederd</p>
	<p>Contact met voedsel</p>



Maataanduiding:

GROOTTE		Handomtrek (in mm)	Handlengte (in mm)	Minimumlengte handschoen (in mm)
T6	XS	152	160	240
T7	S	178	171	240
T8	M	203	182	240
T9	L	229	192	240
T10	XL	254	204	240
T11	XXL	279	215	240



ONS ASSORTIMENT & MOGELIJKE TOEPASSINGEN

Wij bieden een ruim assortiment nitril-, latex- en vinylhandschoenen, evenals polyethyleenhandschoenen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten, van XS tot XXL, en de meeste zijn verpakt in dozen van 10 x 100 handschoenen.

Ze zijn vervaardigd in overeenstemming met de huidige DM- en/of PBM- en/of voedselcontactnormen en zijn geschikt voor gebruik in de voedingssector, de medische sector en de industrie.



NITRIL

RUBBER SYNTHETISCH

Ideaal voor gebruikers die gevoelig of allergisch zijn voor natuurlatex.

BESCHERMING

Hoge bescherming tegen perforaties, chemicaliën en vervuiling.

BEWEEGLIJKHEID

Hoge elasticiteit, optimale pasvorm en gestructureerde vingertoppen voor precieze manipulatie.

COMFORT

Bijna dezelfde tastgevoeligheid als latex en optimaal comfort bij langdurig gebruik.

DUURZAAMHEID

Robuust, uitstekende levensduur (3 keer meer weerstand dan latex).

ONS MEDICOM ASSORTIMENT

- Coverfeel Touch ■ ■ ■
- Coverfeel Care ■ ■ ■
- Coverfeel Care Long ■ ■ ■
- Safetouch Long
- Safetouch Heavy
- Safetouch Platinum
- Safetouch Slim
- Safetouch Vitals
- Safetouch Black Lite
- Safetouch X'Tra
- Herkul Strong
- Herkul Extra Strong



LATEX

BESCHERMING

Biedt effectieve bescherming tegen biologische verontreinigingen.

BEHENDIGHEID

Uitstekende tastgevoeligheid, essentieel voor delicate taken.

COMFORT

Biedt uitstekende pasvorm, elasticiteit en comfort, ideaal voor langdurig gebruik.

DUURZAAMHEID

Goede duurzaamheid

NB: mogelijke allergische risico's bij langdurige blootstelling en direct huidcontact

ONS MEDICOM ASSORTIMENT

- Safetouch Vitals
- Safetouch Soft



VINYL /PE

VOORDELIG AANBOD

Betaalbare kosten, ideaal voor kortetermijngebruik.

BESCHERMING

Standaard niveau

ONS MEDICOM ASSORTIMENT

- Vinyle / Safetouch Everstrong
- PE

MADE IN FRANKRIJK

Kolmi®
Coverfeel

ULTIEM
ULTIEM COMFORT
EN BESCHERMING
ZONDER
COMPROMIS



Geen versnellers en geen gebruik van chloor om het risico op allergieën te beperken

Ongeëvenaard comfort en gemak bij het aantrekken dankzij de polymeercoating



Een sterk MVO-engagement

Het milieu beschermen
Mensen beschermen
Stimuleren van het economisch evenwicht



Ongeëvenaarde kwaliteitsgarantie

Geen compromissen op het gebied van kwaliteit, comfort, bescherming en prestaties



1140
Kolmi®
Coverfeel Touch

1142
Kolmi®
Coverfeel Care

1144
Kolmi®
Coverfeel Care Long



Bevoorradingszekerheid


Lokaal, veilig en betrouwbaar
veilig en betrouwbaar



Technologische vooruitgang

Innovatief proces voor prestaties zonder chloor of vulkaniseermiddelen

NITRIL HANDSCHOENEN



KOLMI COVERFEEL CARE

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Geweldige elasticiteit & optimaal comfort.
- ! Uitstekende grip op objecten.
- ! Aangeraden voor medische, industriële en voedselomgevingen.
- ! Gemaakt in Frankrijk.

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1142-B	S	Spenderbox	10 x 100 e
1142-C	M		
1142-D	L		
1142-E	XL		
1142-F	XXL		10 x 90 e

* Alle soorten levensmiddelen

KOLMI COVERFEEL TOUCH

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Touch

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Grote elasticiteit & optimaal comfort.
- ! Uitstekende grip op objecten.
- ! Aanbevolen in medische, industriële en agrovoedingsmiddelenomgevingen.
- ! Gemaakt in Frankrijk.

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1140-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e
1140-B	S		
1140-C	M		
1140-D	L		
1140-E	XL		
1140-F	XXL		10 x 90 e

* Alle soorten levensmiddelen

KOLMI COVERFEEL CARE LONG

MADE IN FRANCE



Kolmi®
Coverfeel Care Long

MH Klasse I

PBM CAT. III



!

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1144-B	S	Spenderbox	10 x 100 e
1144-C	M		
1144-D	L		
1144-E	XL		
1144-F	XXL		

* Alle soorten levensmiddelen


SAFETOUCH® SLIM



SafeTouch®
Slim

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Grote elasticiteit & optimaal comfort
- ! Uitstekende grip op objecten
- ! Aanbevolen in medische, industriële en agrovoedingsmiddelenomgevingen

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1175N-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e
1175N-B	S		
1175N-C	M		
1175N-D	L		
1175N-E	XL		

* Alle soorten levensmiddelen


SAFETOUCH® LONG



SafeTouch®
Long

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Gestructureerde vingers voor een betere grip op objecten
- ! Mouw van 290 mm
- ! Aanbevolen in de medische, chemische en laboratoriumomgeving

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1131P-B	S	Spenderbox	10 x 100 e
1131P-C	M		
1131P-D	L		
1131P-E	XL		

43

SAFETOUCH® PLATINUM



SafeTouch®
Platinum

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Grote elasticiteit & optimaal comfort
- ! Uitstekende grip op objecten
- ! Aanbevolen in medische, industriële en agrovoedingsmiddelenomgevingen

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1174N-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e
1174N-B	S		
1174N-C	M		
1174N-D	L		
1174N-E	XL		

* Alle soorten levensmiddelen

SAFETOUCH® HEAVY



SafeTouch®
Heavy

MH Klasse I

PBM CAT. III



- ! Uitstekende stevigheid
- ! Gestructureerde vingers voor een betere grip op voorwerpen
- ! Aanbevolen in medische, chemische en laboratoriumomgevingen

REF.	Size	Spenderbox	Quantity
1135P-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e
1135P-B	S		
1135P-C	M		
1135P-D	L		
1135P-E	XL		

CATALOGUS | MEDICOM

CATALOGUS | MEDICOM

42

SAFETOUCH® X'TRA



SafeTouch®
X'tra

PBM CAT. III



- Vaardigheid en optimaal comfort
- Lange manchet 355 mm
- Dubbele chlorering
- Aanbevolen in nucleaire laboratoria tegen radioactieve besmetting

REF.				
30.350N/S	S	Beutel	5 x 100 e	
30.350N/M	M			
30.350N/L	L			
30.350N/XL	XL			

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Goede behendigheid
- Zeer licht
- Verpakking per 200 stuks
- Aanbevolen in medische en industriële omgevingen

REF.				
1191N-A	XS	Spenderbox	10 x 200 e	
1191N-B	S			
1191N-C	M			
1191N-D	L			
1191N-E	XL			

* Alle soorten levensmiddelen

HERKUL GRIP EXTRA STRONG



Herkul®
Grip Extra Strong

PBM CAT. III



REF.				
HORNG8N-8M	M	Spenderbox	10 x 100 e	
HORNG8N-9L	L			
HORNG8N-10XL	XL			
HORNG8N-11XXL	XXL			

HERKUL GRIP STRONG



Herkul®
Grip Strong

PBM CAT. III



REF.				
HBKNG6N-8M	M	Spenderbox	10 x 100 e	
HBKNG6N-9L	L			
HBKNG6N-10XL	XL			
HBKNG6N-11XXL	XXL			

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Goede behendigheid
- Zeer licht
- Aanbevolen in medische en industriële omgevingen

REF.				
1193N-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e	
1193N-B	S			
1193N-C	M			
1193N-D	L			
1193N-E	XL			

* Alle soorten levensmiddelen

SAFETOUCH® BLACK LITE



SafeTouch®
Black Lite

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Grote elasticiteit & optimaal comfort
- Uitstekende grip op objecten
- Aanbevolen in medische, industriële, tandheelkundige en agrovoedingsmiddelenomgevingen

REF.				
MBKN3-6XS	XS	Spenderbox	10 x 100 e	
MBKN3-7S	S			
MBKN3-8M	M			
MBKN3-9L	L			
MBKN3-10XL	XL			

* Alle soorten levensmiddelen

PVC-HANDSCHOEN MET HOOG RISICO




PBM CAT. III



- De PVC handschoen is ontworpen om handen te beschermen tegen mechanische en chemische risico's.
- De handschoen is gemaakt van wit PVC met een lange doorschijnende PVC manchet van 400 mm lang.
- De handschoen is waterdicht en luchtdicht.
- Ze wordt vooral aanbevolen voor gebruik in de chemische industrie, onderhoud en zware industrie: landbouw, bouw, afvalinzameling, wasserij en industriële reiniging.

REF.				
30.G52N/S	S	Beutel	100 x 2 e	
30.G52N/M	M			
30.G52N/L	L			
30.G52N/XL	XL			



LATEX HANDSCHOENEN

SAFETOUCH® SOFT



SafeTouch®
Soft

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Grote elasticiteit en behendigheid
- Gemakkelijk aan te trekken dankzij de interne polymeercoating
- Aanbevolen in medische en industriële omgevingen

REF.				
1130-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e	
1130-B				
1130-C				
1130-D				
1130-E				

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Grote elasticiteit en zeer goede behendigheid
- Aanbevolen in medische en industriële omgevingen

REF.				
1121-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e	
1121-B				
1121-C				
1121-D				
1121-E				

SAFETOUCH® VITALS



SafeTouch®
Vitals

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Grote elasticiteit en zeer goede behendigheid
- Aanbevolen in medische en industriële omgevingen

REF.				
1122-A	XS	Spenderbox	10 x 100 e	
1122-B				
1122-C				
1122-D				
1122-E				

* Beperkingen voor zure levensmiddelen

VINYLSCHUHE

SAFETOUCH® EVERSTRONG



SafeTouch®
Everstrong

MH Klasse I

PBM CAT. III



- Goede elasticiteit
- Optimaal comfort
- Aanbevolen in medische, industriële en agro-food omgevingen

REF.				
MCLV5-7S	S	Spenderbox	10 x 100 e	
MCLV5-8M				
MCLV5-9L				
MCLV5-10XL				

* Beperkingen op vette levensmiddelen

SAFETOUCH® EVERSTRONG



SafeTouch®
Everstrong

PBM CAT. III



- Goede elasticiteit
- Optimaal comfort
- Aanbevolen in industriële en agrovoedingsmiddelenomgevingen

REF.				
MCLVP4-7S	S	Spenderbox	10 x 100 e	
MCLVP4-8M				
MCLVP4-9L				
MCLVP4-10XL				

* Beperkingen op vette levensmiddelen

PE-HANDSCHUHE

PE HANDSCHOEN 270 MM



PF

- Polyethyleen materiaal voor goede behendigheid
- Zeer korte gebruiksduur (benzinstations...)
- Ambidexter

REF.				
30.301/M	M	Spenderbox	50 x 100 e	
30.301/L				

PE HANDSCHOEN 920MM



PF

- Grote lengte - 920 mm
- Ambidexter
- Aanbevolen in de veterinaire sector, voedingsindustrie (mengbewerkingen)

REF.				
30.505	Eén maat	Beutel	20 x 100 e	

03

LICHAAMSBESCHERMING

Pakken voor chemische bescherming 50

Ons assortiment en onze toepassingen 52

Overalls voor cleanrooms
Gecontroleerde omgevingen 58

Schorten en overalls 62



PAKKEN TER BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN



SMS ASSORTIMENT



MICROPOREUX ASSORTIMENT



PEHD ASSORTIMENT



PBM CATEGORIE III OVERALLS

Definitie

Persoonlijke beschermingsmiddelen worden door een persoon gedragen om hem te beschermen tegen een of meer externe risico's. Gevaarlijke fenomenen worden beoordeeld in termen van frequentie en ernst. Persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ontworpen om blootgestelde personen te beschermen tegen gevaar.

De keuze van geschikte PBM's is gebaseerd op een analyse van de risico's die gepaard gaan met blootstelling aan de gevaren.

Voorschriften

CATEGORIE III PAKKEN TEGEN GROTE RISICO'S IN OVEREENSTEMMING MET VERORDENING (EU) 2016/425 BETREFFENDE PERSOONLIJKE BESCHERMINGSMIDDELEN.

Beschermende kleding tegen chemische risico's wordt gedefinieerd in 6 types, afhankelijk van het blootstellingsrisico. Het is dus aan de gebruiker (of het bedrijf dat de PBM's levert) om de gevaarlijke fenomenen te beoordelen aan de hand van hun frequentie en ernst (risicoanalyse). De uitgevoerde tests omvatten waterdichtheidstests van de pakken en tests van de mechanische prestaties van het materiaal.


TYPE	BETEKENIS	BIJBEHORENDE NORM
	ALGEMENE EISEN VOOR BESCHERMENDE KLEDING	EN ISO 13688
-	SPRINKELS Bescherming tegen kleine hoeveelheden van accidentele spatten van vloeibare chemicaliën	EN 13034
	VASTE DEELTJES Bescherming tegen door de lucht verspreide vaste deeltjes	EN ISO 13982-1
	SPUITEN Bescherming tegen spatten van vloeibare chemicaliën	EN 14605
+	VLOEISTOFSTRALEN ONDER DRUK Bescherming tegen chemische stoffen in de vorm van vloeistofstralen onder druk	EN 14605

Beschermingspakken die gecertificeerd zijn voor een "type" kunnen ook aanvullende beschermende eigenschappen hebben die verband houden met een specifieke werkomgeving.

TYPE	BETEKENIS	BIJBEHORENDE NORM
	ANTISTATISCHE BESCHERMING	EN 1149-5
	BESCHERMING TEGEN VASTE RADIOACTIEVE DEELTJES Biedt geen bescherming tegen nucleaire straling	EN 1073-2
	BESCHERMING TEGEN BESMETTELIJKE AGENTIA (virussen, bacteriën, schimmels, enz.) Identificeerbaar door de letter "B" achter het Type. Voorbeeld: Type 4B	EN 14126

Ons assortiment en onze belangrijkste toepassingen

Onze categorie III-overalls zijn ontworpen om te voldoen aan de vereisten van een groot aantal industrieën en beroepen, in het bijzonder voor gebruik in beschermde omgevingen (Helmketrommeltest voor het vrijkomen van deeltjes). Ze zijn gemaakt van een niet-geweven stof (SMS) met een gelamineerde PE-film voor bescherming en comfort.



SMS is een non-woven stof die dankzij de meltblown laag een barrière vormt tegen vaste deeltjes en tegelijkertijd bescherming biedt tegen kleinspatten van vloeistoffen. SMS is zeer luchtdoorlatend en biedt de gebruiker comfort door opgehoopte transpiratie af te voeren.

Om de bescherming tegen chemische sprays te verbeteren, hebben we een gelamineerde microporeuze polyethyleenfilm aan de SMS-laag toegevoegd, die een echte barrière vormt terwijl het comfort optimaal blijft. Dit materiaal is ook pluisvrij en scheurbestendig.

PE-barriërefolie met hoge dichtheid voor maximale waterdichtheid tegen spatten van dichte vloeistoffen.

Afhankelijk van het beschermingsniveau en de toepassing, zijn onze modellen gemaakt met verschillende naden:

4-draads overlacknaad

Goede mechanische weerstand
Geschikt voor bescherming tegen lichte vloeistofspatten en vaste deeltjes (Type 5 en 6)

Naad met hittebestendige tape

Verhoogde mechanische weerstand en waterdichtheid tegen stof en fijnere deeltjes. Verplicht volgens het Franse decreet van 07 maart 2013 over blootstelling aan asbest

Getrimde naden

Dit type naad kan aan de binnen- of buitenkant worden afgekant voor meer comfort en is bedekt met een vlieseline voor absolute mechanische sterkte en een zeer goede afdichting.

Welke outfits voor welk type projectie?

EFFEN	Wee Cover blue	Wee Cover	Wee Cover mahiBlue	Wee Cover mahi	Wee Cover mahiIntegral
VLOEBARE SPETTERS	Wee Pro	Wee Pro col	Wee Back		
VLOEBARE NEVEL	Wee Pro mah+	Wee Pro mahIntegral	Wee Pro mahGreen		
VLOEIS-TOFSTRAAL	Wee Jet	Wee Jet Lite			

Maattabel

GROOTTE	REF. WEESAFE	HOOGTE	BORSTOMVANG
S	01	162 - 170 cm	84 - 92 cm
M	02	170 - 176 cm	92 - 100 cm
L	03	176 - 182 cm	100 - 108 cm
XL	04	182 - 188 cm	108 - 116 cm
XXL	05	188 - 194 cm	166 - 124 cm
XXXL	06	194 - 200 cm	124 - 132 cm



COMBINATIES CATEGORIE III

GAMME SMS



WEECOVER TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Uiterst ademend SMS-materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Jersey manchetten

REF.		G/M2		
WL-C-02	M	55	Beutel	50 x 1 e
WL-C-03	L			
WL-C-04	XL			
WL-C-05	XXL			
WL-C-06	XXXL			

WEECOVER BLUE TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Uiterst ademend SMS-materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Jersey manchetten
- Blauwe kleur voor vuile klussen

REF.		G/M2		
WL-CB-02	M	55	Beutel	50 x 1 e
WL-CB-03	L			
WL-CB-04	XL			
WL-CB-05	XXL			
WL-CB-06	XXXL			

WEECOVER ECO TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Ultra-ademend SMS-materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Jersey manchetten
- Geen individuele verpakking - 2 zakjes van 25 stuks

REF.		G/M2		
WL-CECO-03	L	50	Beutel	2 x 25 e
WL-CECO-04	XL			
WL-CECO-05	XXL			

WEECOVER MAX5 TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Ultra-ademend SMS-materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Thermogelaste naden voor optimale bescherming tegen asbest

REF.		G/M2		
WL-C1-03	L	55	Beutel	50 x 1 e
WL-C1-04	XL			
WL-C1-05	XXL			
WL-C1-06	XXXL			

WEECOVER MAX1BLUE TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Ultra-ademend SMS-materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Thermogelaste naden voor optimale bescherming tegen asbest
- Blauwe kleur voor vuile werkzaamheden

REF.		G/M2		
WL-C1B-02	M	55	Beutel	50 x 1 e
WL-C1B-03	L			
WL-C1B-04	XL			
WL-C1B-05	XXL			
WL-C1B-06	XXXL			
WL-C1B-07	4XL			

WEECOVER MAX1INTEGRAL TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Materiaal ultra-ademend SMS
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Gesealde naden voor optimale bescherming tegen asbest
- Ingebouwde overschoenen met antislipzool

REF.		G/M2		
WL-C1-03I	L	55	Beutel	20 x 1 e
WL-C1-04I	XL			
WL-C1-05I	XXL			
WL-C1-06I	XXXL			

WEEBACK TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Rug met geventileerd SMS voor optimaal comfort
- Jersey manchetten
- Bewegingsdriehoek in het kruis voor meer weerstand
- Waterdichte getapete naden

REF.		G/M2		
WL-B-01	S	118	Beutel	50 x 1 e
WL-B-02	M			
WL-B-03	L			
WL-B-04	XL			
WL-B-05	XXL			
WL-B-06	XXXL			

WEEPRO TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Ademend materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Jersey manchetten

REF.		G/M2		
WL-P-01	S	63	Beutel	50 x 1 e
WL-P-02	M			
WL-P-03	L			
WL-P-04	XL			
WL-P-05	XXL			
WL-P-06	XXXL			

WEEPRO COL TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- Ademend materiaal
- Raglanmouwen en ruime pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Jersey manchetten
- Met kraag

REF.		G/M2		
WL-PC-02	M	63	Beutel	50 x 1 e
WL-PC-03	L			
WL-PC-04	XL			
WL-PC-05	XXL			
WL-PC-06	XXXL			

WEEPRO MAX+ TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4



PBM CAT. III



- Ademend materiaal
- Waterdichte, hittegelaste naden die beschermen tegen zeer fijne deeltjes, vloeistoffen en aerosolen
- Getest tegen biologische risico's

REF.		G/M2		
WL-PMP-02	M	63	Beutel	50 x 1 e
WL-PMP-03	L			
WL-PMP-04	XL			
WL-PMP-05	XXL			
WL-PMP-06	XXXL			

WEEPRO MAXGREEN TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4



PBM CAT. III



- Waterdichte getapete naden voor vloeistof- en aerosolbestendigheid
- Kinstrap voor extra bescherming
- Ideaal voor gewasbeschermingsmiddelen

REF.		G/M2		
WL-PMG-02	M	63	Beutel	50 x 1 e
WL-PMG-03	L			
WL-PMG-04	XL			
WL-PMG-05	XXL			

WEEPRO MAXINTEGRAL TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4



PBM CAT. III



- Ademend materiaal
- Waterdichte, hitteverzegelde naden die bestand zijn tegen zeer fijne deeltjes, vloeistoffen en aerosolen
- Getest tegen biologische risico's
- Geïntegreerde overschoenen

REF.		G/M2		
WL-PMI-01	S	63	Beutel	50 x 1 e
WL-PMI-02	M			
WL-PMI-03	L			
WL-PMI-04	XL			
WL-PMI-05	XXL			
WL-PMI-06	XXXL			

WEEJET TYPE 6, TYPE 5, TYPE 3, TYPE 4



PBM CAT. III



- Vierdubbele bescherming aan de voorkant dankzij een dubbele flap
- Materiaal en naden die zeer goed bestand zijn tegen intense spatten
- Perfect afgestemd op het lichaam en de bewegingen
- 88 g/m²

REF.		G/M2		
WL-J1-02	M	88	Beutel	25 x 1 e
WL-J1-03	L			
WL-J1-04	XL			
WL-J1-05	XXL			
WL-J1-06	XXXL			

WEEJET_LITE TYPE 6, TYPE 5, TYPE 4, TYPE 3



PBM CAT. III



- Lichtgewicht en waterdicht materiaal
- Dubbele voorklep en kinbeschermer
- Rits gemakkelijk vast te pakken met handschoenen
- Warmte-gesealde naden voor perfecte dichtheid
- 70 g/m²

REF.		G/M2		
WL-J2-02	M	70	Beutel	25 x 1 e
WL-J2-03	L			
WL-J2-04	XL			
WL-J2-05	XXL			
WL-J2-06	XXXL			


COMBINATIES GECONTROLEERDE OMGEVING

De WeePro Labo®-reeks is speciaal ontworpen om te voldoen aan de behoeften van cleanroommedewerkers. Het is gemaakt van ons nieuwe Micromium®-materiaal en helpt contaminatie onder controle te houden terwijl het comfort en ademend vermogen voor de drager gewaarborgd blijft.

De hele serie is naar wens verkrijgbaar in steriele en niet-steriele versies en is getest op de Helmke Drum om de reinheid te garanderen.



VERPAKKING EN TRACEERBAARHEID



CLEANROOM PAKKEN

WEEPRO LABO TYPE 5, TYPE 6 - STERIEL - GEÏNTEGREERDE SLOFJES



PBM CAT. III



- MICROMIUM®-materiaal met zeer lage verontreiniging
- Kleding met ergonomische en comfortabele pasvorm: elastische manchetten, enkels en taille - Geïntegreerde overschoenen met zool
- Drievoudige verpakking: Karton met een gesloten zak van 25 stuks - 1e verpakking met "Easytear"-systeem - 2e verpakking vacuümverzegelde individuele zak - Steriel
- Afgewerkte naden, elastische manchetten en duimgaten

REF.		G/M2		
WL-PLMIS-02	M	60	Dreifach verpackt	25 x 1 e
WL-PLMIS-03	L			
WL-PLMIS-04	XL			
WL-PLMIS-05	XXL			

WEEPRO LABO TYPE 5, TYPE 6



PBM CAT. III



- MICROMIUM®-materiaal met zeer lage verontreiniging
- Kleding met ergonomische en comfortabele pasvorm: elastische manchetten, enkels en taille
- Drievoudige verpakking: Karton met een gesloten zak van 25 stuks - 1e verpakking met "Easytear"-systeem - 2e verpakking vacuümverzegelde individuele zak
- Afgewerkte naden, elastische tunnels en duimgaten

REF.		G/M2		
WL-PLM-02	M	55	Dreifach verpackt	25 x 1 e
WL-PLM-03	L			
WL-PLM-04	XL			
WL-PLM-05	XXL			

WEEPRO LABO TYPE 5, TYPE 6 - STERIEL



PBM CAT. III



- MICROMIUM®-materiaal met zeer lage verontreiniging
- Kleding met ergonomische en comfortabele pasvorm: elastische manchetten, enkels en taille
- Drievoudige verpakking: Karton met een gesloten zak van 25 stuks - 1e verpakking met "Easytear"-systeem - 2e verpakking vacuümverzegelde individuele zak - Steriel
- Afgewerkte naden, elastische manchetten en duimgaten

REF.		G/M2		
WL-PLMS-02	M	60	Dreifach verpackt	25 x 1 e
WL-PLMS-03	L			
WL-PLMS-04	XL			
WL-PLMS-05	XXL			

WEEPRO LABO TYPE 6, TYPE 5



PBM CAT. III



- MICROMIUM®-materiaal met zeer lage verontreiniging
- Kleding met ergonomische en comfortabele pasvorm: elastische manchetten, enkels en taille - Geïntegreerde overschoenen met zool
- Drievoudige verpakking: Karton met een gesloten zak van 25 stuks - 1e verpakking met "Easytear"-systeem - 2e verpakking vacuümverzegelde individuele zak
- Afgewerkte naden, elastische manchetten en duimgaten

REF.		G/M2		
WL-PLMI-02	M	60	Dreifach verpackt	25 x 1 e
WL-PLMI-03	L			
WL-PLMI-04	XL			
WL-PLMI-05	XXL			

ACCESSOIRES

MOUWEN WEEPRO TYPE PB 6



PBM CAT. III



- Materiaal dat zeer goed bestand is tegen vloeistofspatten
- Niet-pluizig materiaal om besmetting in een gecontroleerde omgeving te voorkomen
- Materiaal behandeld met antistatische eigenschappen aan beide zijden om de dissipatie van elektrostatische ladingen te vergemakkelijken

REF.		G/M2		
WL-ME-00	Eén maat	63	Beutel	1 x 200 e

MOUWEN WEEJET TYPE PB 6, TYPE PB 3, TYPE PB 4



PBM CAT. III



- Uitstekende bescherming tegen chemische stoffen
- Zeer goede waterdichtheid tegen spatten onder druk of aerosolen dankzij de gethermovormde naden
- Elastische duimgaten

REF.		G/M2		
WL-MEJ-00	Eén maat	90	Beutel	1 x 200 e

SCHORT TER BESCHERMING TEGEN CHEMICALIËN WEEPRO TYPE PB 6



PBM CAT. III



- Materiaal met zeer lage pluïsvorming
- Jersey manchetten
- Bestaat in 4 maten

REF.		G/M2		
WL-BE-02	M	63	Beutel	50 x 1 e
WL-BE-03	L			
WL-BE-04	XL			
WL-BE-05	XXL			

MOUWEN WEEPRO LABO STERIEL



PBM CAT. I

- Gemaakt van Micromium, een niet-afgevende stof
- Helmke Cat I-trommel
- Steriel


REF.		G/M2		
WL-MMS-00	Eén maat	60	Dreifach verpackt	25 x 50 e

HYGIËNEKLEDING

Korte kleding

Wij bieden een breed assortiment persoonlijke beschermingsmiddelen voor kort gebruik, zoals jassen, overalls, schorten en broeken & tunieken voor werknemers in de gezondheidszorg.

Deze beschermingen beschermen gebruikers tegen mogelijke spatten in verschillende omgevingen, zoals fabrieksbezoeken, onderhoud of schoonmaak, in de chemische, petrochemische of voedingsmiddelenindustrie, in de catering, in de gemeenschap, in medische omgevingen of elke andere omgeving met een risico op vervuiling of besmetting.



OVERALLS EN JASSEN

HYGIËNEOVERALLS POLYPROPYLEEN KAP ZIP



- comfortabel en licht, polypropyleen is zeer ademend.
- model met capuchon zonder klep op ritssluiting
- elastisch model bij de polsen en enkels

REF.		G/M2		
40.001/02	M	40	Beutel	25 x 1 e
40.001/03	L			
40.001/04	XL			
40.001/05	XXL			

HYGIËNEOVERALLS POLYPROPYLEEN KRAAG ZIP



- aangenaam en licht, polypropyleen is zeer ademend.
- model zonder kraag met ritssluiting
- elastisch model bij de polsen en enkels

REF.		G/M2		
40.101/02	M	40	Beutel	25 x 1 e
40.101/03	L			
40.101/04	XL			
40.101/05	XXL			
40.101/06	XXXL			
40.101/07	4XL			

HYGIËNEOVERALLS POLYPROPYLEEN KAP ZIP



- aangenaam en licht, polypropyleen is zeer ademend.
- model met capuchon zonder klep op ritssluiting
- elastisch model bij de polsen en enkels

REF.		G/M2		
40.201BM/02	M	40	Beutel	25 x 1 e
40.201BM/03	L			
40.201BM/04	XL			
40.201BM/05	XXL			

HYGIËNEOVERALLS POLYPROPYLEEN KRAAG ZIP



- aangenaam en licht, polypropyleen is zeer ademend.
- model met kraag zonder flap over de ritssluiting
- elastisch model bij de polsen en enkels

REF.		G/M2		
40.205BM/03	L	40	Beutel	25 x 1 e
40.205BM/04	XL			
40.205BM/05	XXL			
40.205BM/06	XXXL			

HYGIËNISCH SCHORT POLYPROPYLEEN KRAAG DRUKKNOPEN



- comfortabel, licht en ademend
- elastisch bij de polsen
- beschikbaar in verschillende kleuren: wit, groen of rood
- aanbevolen tegen lichte vuilrisico's

REF.		G/M2		
40.301/02	M	40	Beutel	50 x 1 e
40.301/03	L			
40.301/04				
40.301R/04	XL			
40.301V/04				
40.301/05				
40.301R/05	XXL			
40.301V/05				
40.301/06				
40.301R/06	XXXL			

HYGIËNISCH SCHORT POLYPROPYLEEN KRAAG DRUKKNOPEN



- aangenaam en lichtgewicht
- elastisch bij de polsen
- 2 buitenzakken
- aanbevolen tegen lichte vuilrisico's

REF.		G/M2		
40.401/02	M	40	Beutel	50 x 1 e
40.401/03	L			
40.401/04	XL			
40.401/05	XXL			
40.401/06	XXXL			

HYGIËNISCH SCHORT POLYPROPYLEEN KRAAG ZIP



- elastische polsbanden
- binnenzak links
- aanbevolen tegen lichte risico's en vuilrisico's

REF.		G/M2		
40.632/02	M	40	Beutel	50 x 1 e
40.632/03	L			
40.632/04	XL			
40.632/05	XXL			
40.632/06	XXXL			

HYGIËNISCH SCHORT POLYPROPYLEEN KRAAG ZIP



- elastische polsbanden
- binnenzak links
- aanbevolen tegen lichte risico's en vuilrisico's

REF.		G/M2		
40.702/02	M	40	Beutel	50 x 1 e
40.702/03	L			
40.702/04	XL			
40.702/05	XXL			

HYGIËNISCH SCHORT POLYPROPYLEEN KRAAG ZIP



- I aangenaam en licht
- I elastisch bij de polsen
- I zonder zak om vallen van voorwerpen te voorkomen
- I aanbevolen tegen lichte vuilrisico's

REF.			G/M2		
40.635/02		S	40	Beutel	50 x 1 e
40.635/03		L			
40.635/04		XL			
40.635/05		XXL			

HYGIËNISCH SCHORT MICROPOREUS KRAAG DRUKKNOPEN



- I waterdicht
- I met PE-film voor een betere afdichting
- I elastische polsen
- I geschikt voor gecontroleerde omgevingen met beperkte vezeldeeltjesafgifte
- I antistatisch

REF.			G/M2		
40.550/02		M	60	Beutel	50 x 1 e
40.550/03		L			
40.550/04		XL			
40.550/05		XXL			

POLYETHYLEEN SCHORT 18 µm 120 X 70 CM



- I Economische oplossing
- I Rekbare PE-knoopsluitingen
- I "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.			M		
50.301		Eén maat	18	Beutel	10 x 100 e

* Alle soorten levensmiddelen

SCHORT POLYETHYLEEN 18 µm 120 X 70 CM



- I Economische oplossing
- I Rekbare PE-knoopsluitingen
- I Distributiesysteem in een rolverdeler

REF.			M		
50.101R		Eén maat	18	Rollen	5 x 200 e

* Alle soorten levensmiddelen

HYGIËNISCH SCHORT MICROPOREUS KRAAG ZIP



- I waterdicht
- I met PE-film voor een betere afdichting
- I elastische polsen
- I geschikt voor gecontroleerde omgevingen met beperkte vezeldeeltjesafgifte
- I antistatisch

REF.			G/M2		
40.507/03		L	60	Beutel	50 x 1 e
40.507/04		XL			
40.507/05		XXL			
40.507/06		XXXL			

SCHORT POLYETHYLEEN 18 µm 120 X 70 CM



- I Economische oplossing
- I Rekbare PE-knoopsluitingen
- I "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.			M		
50.101		Eén maat	18	Beutel	10 x 100 e

* Alle soorten levensmiddelen

POLYETHYLEEN SCHORT 18 µm 140 X 78 CM



- I Economische oplossing
- I Rekbare PE-knoopsluitingen
- I "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.			M		
50.201		Eén maat	18	Beutel	10 x 100 e
50.201BL					

* Alle soorten levensmiddelen

POLYETHYLEEN SCHORT 30 µm 120 X 70 CM



- I Rekbare PE-knoopsluitingen
- I "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.			M		
50.401		Eén maat	30	Beutel	10 x 100 e
50.401BL					

* Alle soorten levensmiddelen

**SCHORT POLYETHYLEEN
140 X 75 CM 35 µm**



- ! Gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk aan te trekken
- ! Grote maat: reikt tot aan de enkels
- ! Geschikt voor elke omgeving

REF.			M		
50.002		Eén maat	35	Beutel	20 x 10 e

**POLYETHYLEEN SCHORT 40 µm
120 X 70 CM**



- ! Rekbare PE-knoopsluitingen
- ! "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.				
50.501		Eén maat	Beutel	100 x 5 e

* Alle soorten levensmiddelen

PVC SCHORT 300 µm 115 X 90 CM



- ! Soepel en sterk
- ! Herbruikbaar
- ! Sluiting aan de achterkant met banden op taillehoogte
- ! Aanbevolen in de voedingsindustrie, gemeenschappen of horeca

REF.			M		
50.651		Eén maat	300	Beutel	10 x 1 e

HYGIËNISCH SCHORT CPE



- ! Superieure bescherming
- ! Bedekt het hele lichaam
- ! "duimlus" systeem
- ! Bevestigd met banden

REF.			M		
J50656		Eén maat	35	Beutel	3 x 25 e

**POLYETHYLEEN SCHORT 70 µm
140 X 70 CM**



- ! Rekbare PE-knoopsluitingen
- ! "Eén voor één" distributiesysteem in zakje

REF.			M		
50.601		Eén maat	70	Beutel	5 x 50 e

* Alle soorten levensmiddelen

**POLYPROPYLEEN SCHORT 45G/M²
110 X 70 CM**



- ! Comfortabel, licht en ademend
- ! Scheurbestendig
- ! Sluiting aan de achterkant met koorden
- ! Aanbevolen voor droge omgevingen

REF.			G/M2		
50.753		Eén maat	45	Ohne Unterverpackung	100 e

**HYGIËNISCH SCHORT POLYETHYLEEN
KAP DRUKKNOPEN**



REF.			G/M2		
50.001		Eén maat	15	Beutel	10 x 1 e

**WATERDICHTE ISOLATIEBLOUSE VAN
PP 40 G/M² MET PE-COATING**



- ! Gecoat waterdicht PE-overhemd
- ! "Flexneck" technologie met dubbele elastieken
- ! Grote opening
- ! Duimgat

REF.			G/M2		
A69955		XL	40	Beutel	10 x 10 e

ISOLATIEJAS SMS 24 G/M²



- Comfort & stevigheid dankzij SMS
- "Flexneck" technologie met dubbele elastieken
- Duimgat

REF.			G/M2		
A69962		XL	24	Beutel	10 x 10 e

POLYPROPYLEEN MANCHETTEN + POLYETHYLEEN COATING



- PP gecoat PE
- Betere afdichting
- Vermindering van vezelafgifte
- Geschikt voor beschermde omgevingen

REF.			G/M2		
20.400		Eén maat	45	Beutel	10 x 100 e

POLYETHYLEEN MOUWEN



- De geplastificeerde en elastische PE-manchetten garanderen bescherming van de onderarmen tegen diverse vervuilingen
- Voedselcontact

REF.			M		
20.300		Eén maat	20	Beutel	10 x 100 e

* Alle soorten levensmiddelen

POLYETHYLEEN MOUWEN



- De geplastificeerde en elastische PE-manchetten garanderen bescherming van de onderarmen tegen diverse vervuilingen
- Voedselcontact

REF.			M		
20.200		Eén maat	20	Beutel	10 x 100 e

* Alle soorten levensmiddelen

POLYETHYLEEN MOUWEN



- De geplastificeerde en elastische PE-manchetten garanderen bescherming van de onderarmen tegen diverse vervuilingen
- Voedselcontact

REF.			M		
20.100		Eén maat	20	Beutel	10 x 100 e

* Alle soorten levensmiddelen

BROEK POLYPROPYLEEN



- Comfortabel, licht en ademend
- Makkelijk aan te trekken
- Elastisch in de taille en enkels

REF.			G/M2		
40.170/04		Eén maat	45	Beutel	50 x 1 e

ONDERBROEK POLYPROPYLEEN



- Elastisch model in de taille

REF.			G/M2		
40.465		Eén maat	40	Beutel	10 x 50 e

WEGWERPONDERBROEK VAN VISCOSE

MADE IN FRANCE



- Zacht, niet-irriterend en absorberend viscosemateriaal voor extra comfort
- Wit en ondoorzichtig voor privacybescherming
- Wijde pasvorm voor meer bewegingsvrijheid
- Elastische tailleband voor optimale ondersteuning

REF.			G/M2		
40.466		Eén maat	60	Beutel	3 x 100 e

044

HOOFDBESCHERMING

Onze producten

74



ONZE ASSORTIMENT STYLINGPRODUCTEN



We bieden een compleet assortiment wegwerphoofddeksels voor de medische wereld en gevoelige sectoren, waaronder een speciaal assortiment dat in Frankrijk wordt gemaakt in onze fabriek in Angers.

Om aan al uw behoeften te voldoen, vindt u chirurgenmutsen, bivakmutsen, opsteekmutsen of ronde mutsen, piekmutsen maar ook visnetmutsen, calots en koksmutsen.

STYLINGPRODUCTEN

CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN SAFEWEAR VITALS 10 G/M2

MADE IN FRANCE

MH Klasse I



- Comfortabel, ademend en zeer rekbaar om alle haartypes te omhullen.
- Zeer duurzaam.
- Zonder latex.

REF.		G/M2		
C12004		10	Spenderkarton	300 e
C12103				Beutel
C12513A				

BOUFFANT CLIP POLYPROPYLEEN 15G/M²

MADE IN FRANCE

MH Klasse I



|

REF.		G/M2		
C12501A		15	Beutel	12 x 100 e
C12511A				

CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN SAFEWEAR VITALS 15 G/M2

MADE IN FRANCE

MH Klasse I



- Comfortabel, ademend en zeer rekbaar.
- Zeer duurzaam.
- Zonder latex.

REF.		G/M2		
C12001		15	Spenderkarton	200 e
C12101				
C12201				

CHIRURGENPET 84 % VISCOSE + 16 % COPOLYMEER VAN ETHYLEEN-VINYLAACETAAT SAFEWEAR VITALS 40 G/M2

MADE IN FRANCE

MH Klasse I



- Luchtig en zeer rekbaar.
- Zeer resistent.
- Zonder latex.

REF.		G/M2		
C13600		40	Spenderbox	5 x 100 e
C13700				

**CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN
12 G/M2**



- Zeer dekkend.
- Dubbele speciale elastiek voor comfort.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.104	12	Beutel	Spenderbox
70.111			
70.111BLACK		Beutel	Spenderbox
70.112			
70.113		Spenderbox	Spenderbox
70.224			

**CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN
12 G/M2**



- Optimale ondersteuning.
- Zeer dekkend.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.101	12	Beutel	10 x 100 e
70.102			
70.103			

**CHARLOTTE ROND POLYPROPYLEEN
12 G/M2 48 CENTIMETER**



- Zeer licht.
- Past bij alle haartypes.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.001	12	Beutel	10 x 100 e
70.002			
70.003			
70.003			

**CHARLOTTE ROND POLYPROPYLEEN
12 G/M2 53 CENTIMETER**



- Zeer licht.
- Past bij alle haartypes.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.011	12	Beutel	Spenderbox
70.011S			
70.012		Spenderbox	Spenderbox
70.013			

**CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN
12 G/M2**



- Goede dekking van het hele haar.
- Detecteerbaar deel voor gevoelige hoofdhuid.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.102D	12	Beutel	10 x 100 e

**CHARLOTTE CLIP POLYPROPYLEEN
14 G/M2 53CM**



- Dubbele speciale comfortabele elastiek.
- Zeer zacht materiaal.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.182	14	Beutel	10 x 100 e

**CHARLOTTE ROND POLYPROPYLEEN
12 G/M2 61 CENTIMETER**



- Zeer licht.
- Past bij alle haartypes.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.061	12	Beutel	10 x 100 e
70.062			

**CHARLOTTE PIEK POLYPROPYLEEN
15 G/M2**



- Lichtgewicht, het verbetert het gebruikerscomfort.
- Zonder latex.

REF.	G/M2	Beutel	Spenderbox
70.201	15	Beutel	5 x 100 e
70.201S			10 x 100 e

**VISNET MUTS POLYPROPYLEEN
40 G/M2**



- Beschermt het volledige haar.
- Geef een geruststellend en professioneel beeld weer.
- Zonder latex.

REF.		G/M2		
70.401		40	Spenderbox	5 x 100 e
70.401BL				
70.401S			Beutel	10 x 100 e

**EENVOUDIGE PET POLYPROPYLEEN
37 G/M2**



- Model dat vooral door mannen wordt gewaardeerd.
- Zonder latex.

REF.		G/M2		
70.301		37	Spenderbox	5 x 100 e

**BAARD MUTS POLYPROPYLEEN
10 G/M2**



- Bedekt perfect het onderste deel van het gezicht.
- Geschikte bescherming voor het beheersen van de omgeving tegen baardhaartjes.

REF.		G/M2		
70.801		10	Beutel	10 x 100 e
70.802				



BIVAKMUTS POLYPROPYLEEN 25 G/M2



- Ultra dekkend.
- Effectieve bescherming.

REF.		G/M2		
70.701		25	Beutel	10 x 50 e

BIVAKMUTS POLYPROPYLEEN 25 G/M2



- Extreem dekkend.
- Effectieve bescherming.
- *met geïntegreerd masker van 2 lagen

REF.		G/M2		
70.702		25	Beutel	10 x 50 e
70.703				

PET POLYPROPYLEEN 40 G/M2



- Gebruik onder een helm voor een betere hygiëne.
- Optimaal comfort.
- Past zich aan aan verschillende hoofdomtrekken.

REF.		G/M2		
70.499		40	Spenderbox	5 x 100 e

PET PAPIER 70 G/M2



- Open gewezen, voor een betere ademend vermogen van de muts en het comfort van de gebruiker.
- Past zich aan aan verschillende hoofdomtrekken.

REF.		G/M2		
70.501		70	Spenderbox	10 x 100 e
70.502				
70.503				

TOQUE NIET-GEWEVEN 100% VISCOSE 60 G/M2



- Echte plooiën.
- Ultra absorberend materiaal.
- Optimale ondersteuning dankzij de dubbele dikke band.
- Opengewerkte bodem voor meer comfort.

REF.		G/M2		
70.611		60	Beutel	10 x 10 e
70.612				

TOQUE 100 % VISCOSE 63 G/M2



- Hoogwaardig model.
- Ultra absorberend materiaal.
- Optimale ondersteuning dankzij de dubbele dikke band.
- Verwijderbare bodem en bevestiging met klittenband.

REF.		G/M2		
70.620		63	Beutel	5 x 10 e
70.625				

TOQUE 100% VISCOSE 63 G/M2



- Ultra absorberend materiaal.
- Verwijderbare bodem voor meer comfort.
- Dubbele band voor optimale ondersteuning.

REF.		G/M2		
70.619		63	Beutel	10 x 10 e



CHEMISCHE BESCHERMINGSKAP TYPE PB6

PBM CAT. III



- Optimale pasvorm: Drie elastieken zorgen voor een uitstekende pasvorm en een vrij gezichtsveld
- Volledige bedekking: Omsluitend ontwerp dat de schouders bedekt
- Hoge prestaties materiaal: Antistatisch en vlamvertragend SMS-stof, conforme aan de normen EN 1149-5 & EN ISO 14116 Index 1
- Versterkte duurzaamheid: 4-draads stiksels voor meer weerstand tegen scheuren en slijtage

REF.			G/M2		
WL-CE/FR-00		Eén maat	55	Beutel	2 x 100 e

MUTS MET NEKBESCHERMING



- Het elastiek aan de achterkant zorgt voor optimale ondersteuning
- Polypropyleen zorgt voor goede ademende eigenschappen voor extra comfort
- De nekschild biedt een effectieve bescherming tegen besmetting
- De één-maat-voor-allen ontwerp past zich gemakkelijk aan alle lichaamsvormen aan

REF.		G/M2		
70.498		25	Beutel	5 x 200 e

05

PROTECTION VOETBESCHERMING

⌘ **Notrasgertimmeret applicatorespassingen** 84

⌘ **Notrasgertimmeret applicatorespassingen** 85

⌘ **Notrasgertimmeret applicatorespassingen** 86



ONS ASSORTIMENT & MOGELIJKE TOEPASSINGEN


Wegwerpoverschoenen worden voornamelijk gebruikt in medische en industriële omgevingen en zijn ideaal voor bezoekers en personeel om de verspreiding van bacteriën in de werkomgeving te voorkomen. We bieden een breed assortiment overschoenen voor alle soorten activiteiten.

Onze overschoenen met onze antisliptechnologieën **Kolmi®Skidguard** en **Kolmi®Isoguard**, gemaakt in Frankrijk, zorgen voor de beste bescherming voor werknemers in verschillende omgevingen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren en in verschillende verpakkingen: dispenser, bulk met of zonder zak.

EEN RUIME KEUZE AAN KLEUREN

om kruisbesmetting te voorkomen

SNEL EN GEMAKKELIJK AAN TE TREKKEN



EEN BREED SCALA AAN MATEN

3 verschillende hoogtes en 3 verschillende lengtes

DE VERSCHILLENDE MATEN :



SCHOEISEL ONZE SECTOREN



MEDISCH & LABORATORIA

- Ziekenhuizen / klinieken
- Tandartspraktijken
- Thalassotherapiecentra
- Herstelcentra
- SPA- en schoonheidscentra
- Dierenartsen
- Farmaceutische industrie
- Onderzoek laboratoria



BEDRIJVEN

- Auto-industrie
- Nucleair
- Chemisch / Petrochemisch
- Elektronica
- Ruimtevaart
- Mechanisch/Schilderen
- Landbouw
- BOUW



HYGIËNE & SERVICE

- Voedingsindustrie
- Catering / CHR / RHF
- Landbouw
- Schoonmaakbedrijven
- Lokale overheden
- Luchthavens
- Kinderdagverblijven
- Onroerend goed

ONZE AANBIEDINGEN

PREMIUM AANBOD

Kolmi® Skidguard

MADE IN FRANCE

Onze **Kolmi®Skidguard**-overschoenen zijn hydrofoob en echt antislip dankzij hun zolen die ontwikkeld zijn met behulp van een exclusieve technologie. Ze zijn ideaal voor gebruik in natte omgevingen en op gladde vloeren en zijn geschikt voor gebruik in operatiekamers.

Onze overschoenen zijn getest volgens EN ISO 11737-1 op bioburden en zijn gecertificeerd als een medisch hulpmiddel van Klasse 1.

Kolmi® Isoguard

MADE IN FRANCE

De **Kolmi®Isoguard**-reeks, met versterkte zolen, is hydrofoob en antislip zoals de **Kolmi®Skidguard**-technologie en is getest door Helmke Drum om te garanderen dat er weinig deeltjes vrijkomen.

OVERSCHOENEN OF LAARZEN VOOR CHEMISCHE BESCHERMING

Met of zonder zool, in microporeus of polyethyleen, bieden ze een uitstekende barrière tegen fijne deeltjes, spatten en zelfs hogedrukstralen. Afhankelijk van het model kunnen ze worden gebruikt in gevoelige omgevingen zoals ATEX-zones of gecontroleerde omgevingen.

Onze **Weepro**- en **Weejet**-series zijn PBM-categorie III gecertificeerd.



Je wilt overschoenen waarin gerecyclede materialen in hun samenstelling?

**KIJK DAN UIT NAAR
HET LOGO!**



NIEUW ASSORTIMENT OVERSCHOENEN IN ORIGINEEL ORIGINEEL GERECYCLED

Onze overschoenen, gemaakt in Frankrijk, evolueren en bevatten nu een aanzienlijk aandeel gerecycleerde materialen in hun samenstelling.

We hebben hard gewerkt om ervoor te zorgen dat we je eco-ontworpen overschoenen kunnen aanbieden die dezelfde robuustheid en antislipprestaties garanderen:

- 100% PP overschoenen zonder zool gemaakt van 90% gerecyclede gerecyclede materialen
- PP overschoenen + zool gemaakt van minstens 60% gerecyclede van gerecyclede materiaal



KLASSIEK AANBOD & VOORDELIG

OVERSCHOENEN OF LAARZEN IN CPE OF PE

Bestand tegen spatten van niet-gevaarlijke vloeistoffen. Aanbevolen voor zeer korte toepassingen. Ideaal voor bezoekers.

GERECYCLED SCHOENHOES MET ZOOL MAAT XL

MADE IN FRANCE

Kolmi®



MH Klasse I

PBM CAT. I

GERECYCLED SCHOENHOES MET ZOOL MAAT XL

MADE IN FRANCE

Kolmi®



MH Klasse I

PBM CAT. I

- De overschoen bestaat voor 60% uit gerecycled materiaal
- Anatomische vorm geschikt voor alle soorten schoenen en morfologieën
- Elastische band voor ondersteuning bij de enkel
- Antislipzool

REF.			G/M2		
10.041R		XL	90	Beutel	1 x 400 e

OVERSCHOENEN MET ZOOL MAAT XL

MADE IN FRANCE

Kolmi®
Skidguard



MH Klasse I

- Waterdichte en antislipzool van 60 µm
- Elastische enkelband voor ondersteuning
- Geschikt voor alle soorten lichaamstypes en schoenen
- Aanbevolen voor langdurig gebruik

REF.			G/M2		
10.005V					1 x 200 e
10.006		XL	30	Beutel	1 x 400 e
10.007					

OVERSCHOENEN MET ZOOL MAAT XXL

MADE IN FRANCE

Kolmi®
Skidguard



MH Klasse I

- Waterdichte en antislipzool 60 µm
- Elastiek voor enkelondersteuning
- Zeer groot model
- Aanbevolen voor langdurig gebruik

REF.			G/M2		
10.007/XXL		XXL & lang	35	Beutel	1 x 300 e

OVERSCHOENEN MET ZOOL MAAT XXL

MADE IN FRANCE

Kolmi®
Skidguard



MH Klasse I

- Waterdichte en antislipzool
- Ademend & lichtgewicht
- Elastische enkelband voor ondersteuning
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren & maten

REF.			G/M2		
H07101A		XXL	35	Spenderkarton	1 x 300 e

GERECYCLED OVERSCHOENEN ZONDER ZOOL MAAT L

MADE IN FRANCE

Kolmi®



MH Klasse I

PBM CAT. I

- De hydrofobe spunbond van de overschoen is gemaakt van 90% gerecycled materiaal
- Anatomische vorm aangepast aan alle soorten schoenen en lichaamsvormen
- Elastische band voor enkelondersteuning

REF.			G/M2		
10.001D-10		XL	30	Beutel	1 x 500 e

OVERSCHOENEN MET VERSTERKTE ZOOL MAAT XL

MADE IN FRANCE

Kolmi®
Isoguard



- Met versterkte plastic zool van 80 µm
- Ideaal voor schone omgevingen vanwege lage deeltjesafgifte
- Voor elk type schoen
- Aanbevolen voor zeer langdurig gebruik

REF.			G/M2		
10.005		XL	30	Beutel	1 x 200 e
10.008					1 x 400 e

GERECYCLED OVERSCHOENEN ZONDER ZOOL MAAT L

MADE IN FRANCE

Kolmi®



MH Klasse I

PBM CAT. I

- De hydrofobe spunbond van de overschoen is gemaakt van 90% gerecycled materiaal
- Anatomische vorm aangepast aan alle soorten schoenen en lichaamsvormen
- Elastische band voor enkelondersteuning

REF.			G/M2		
H01038A		L	30	Spenderkarton	1 x 500 e

OVERSCHOENEN ZONDER ZOOL MAAT L

MADE IN FRANCE

Kolmi®

MH Klasse I



- In hydrofoob polypropyleen
- Elastische enkelband
- Ideaal voor patiënten in de operatiekamer & bezoekers

REF.			G/M2		
H03602A		L	38	Spenderkarton	1 x 500 e

OVERSCHOENEN MET ZOOL MAAT XXL



REF.			G/M2		
10.012LONG		XXL	30	Beutel	1 x 400 e

CPE OVERSCHOENEN



- Zeer zuinig
- Waterdicht
- Zeer korte gebruiksduur
- Ideaal voor bezoekers

REF.			M		
H10100		Eén maat	23	Beutel	20 x 100 e

VERSTERKTE CPE OVERSCHOENEN



- Zeer zuinig
- Waterdicht
- Zeer korte gebruiksduur
- Ideaal voor bezoekers

REF.			M		
H10150		Eén maat	31	Beutel	20 x 100 e

100% GEËMBOSSEERDE POLYETHYLEEN OVERSCHOENEN



- Perfect waterdicht
- Zelfs bestand tegen ruwe grond en buitenshuis
- Goede mechanische weerstand

REF.			G/M2		
10.110		L		Beutel	1 x 400 e

POLYPROPYLEEN OVERSCHOENEN MET CHEVRONPATROON



- Zool met chevronafdruk
- Het polypropyleen materiaal wordt voornamelijk gebruikt op gladde oppervlakken in droge omgevingen

REF.			G/M2		
H10020		XL	40	Beutel	1 x 500 e

OVERSCHOENEN WEEPRO TYPE PB 6



WeePro

PBM CAT. III



- Zool met een sterke antislipkracht
- Zeer licht pluizig materiaal
- Twee maten beschikbaar

REF.			G/M2		
WL-CBE/AD-LXL		L-XL	63	Beutel	15 x 20 e
WL-CBE/AD-SM		S-M			

OVERSCHOENEN WEEPRO TYPE PB 6



WeePro

PBM CAT. III



- Zonder zool
- Hoogte 50 cm
- Zeer licht pluizig materiaal
- Elastische band onder de knie

REF.			G/M2		
WL-CBE/NAD-00		Eén maat	63	Ohne Unterverpackung	15 x 20 e

OVERSCHOENEN WEEJET TYPE PB 6, TYPE PB 3, TYPE PB 4



PBM CAT. III



REF.			G/M2		
WL-CBEJ-00	Yellow	Eén maat	90	Beutel	1 x 200 e

MICROPOREUZE OVERSCHOENEN MET PVC-ZOOL



- Grote ademend vermogen
- Waterdichte en zeer resistente PVC-zool
- Aanbevolen voor gecontroleerde omgevingen

REF.			G/M2		
10.210	White	Eén maat	43	Beutel	1 x 200 e

STERIELE WEEPRO LABO OVERSCHOENEN



PBM CAT. I

- Gemaakt van Micromium, een niet-uitloogbaar materiaal
- Helme Cat I-trommel
- Steriel

REF.			G/M2		
WL-CBEMS-00	White	Eén maat	60	Dreifach verpakt	50 x 2 e

WATERDICHTE POLYETHYLEEN OVERSCHOENEN



- Waterdichte en zeer resistente overschoenen
- Bedekt de hele laars
- Aanbevolen in de voedingsmiddelenindustrie en beschermde omgevingen

REF.			G/M2		
10.200	White	Eén maat	70	Beutel	10 x 50 e

SAFWEAR® ESD SCHOENHOES MET GELEIDEND STRIP



- ESD Bescherming: Geleidende strip die elektrostatische ladingen afvoert om gevoelige componenten te beschermen
- Polypropyleen (PP) Materiaal: Lichtgewicht, ademend en stofbestendig voor optimaal comfort
- Gebruiksgemak: Verstelbare elastiek voor snelle toepassing en een veilige pasvorm
- Hygiëne en Veiligheid: Ideaal voor schone omgevingen, voorkomt besmetting door schoeisel

REF.			G/M2		
10.035	White	Eén maat	35	Beutel	50 x 40 e

LAGE WATERDICHTE OVERSCHOENEN MET ZOOL



PBM CAT. I

- Totaal waterdicht: gemaakt van geembossed PE, getest volgens de EN ISO 811-norm voor waterbestendigheid onder druk
- Duurzaamheid en comfort: uitstekende slijtvastheid (EN ISO 12947-2) en anatomisch ontwerp voor gemakkelijke pasvorm, zelfs in ongemakkelijke posities
- Optimale grip: slipvaste zool die effectief is, zelfs op natte oppervlakken
- Bescherming en ondersteuning: bedekt volledig schoenen (maten 34 tot 48) met een elastische band voor veilige enkelondersteuning

REF.			M		
10.202	White	Eén maat	400	Beutel	16 x 25 e

OVERSCHOENEN WEEPRO TYPE PB 6



PBM CAT. III



- Zool met een sterke antislipkracht
- Zeer licht pluizig materiaal
- Twee maten beschikbaar

REF.			G/M2		
WL-CCE/AD-LXL	White	L-XL	63	Beutel	20 x 20 e
WL-CCE/AD-SM	White	S-M			

HOGE WATERDICHTE OVERSCHOENEN MET ZOOL



PBM CAT. I

- Volledige waterdichtheid: gemaakt van geperst PE, 100% waterdicht, getest volgens de EN ISO 811-norm
- Duurzaamheid en robuustheid: uitstekende slijtvastheid (EN ISO 12947-2), versterkt met 200 µm geperst PE
- Comfort en gebruiksgemak: anatomisch ontwerp voor eenvoudig aantrekken, zelfs in ongemakkelijke houdingen
- Optimale bescherming en ondersteuning: bedekt schoenen en kuit (maten 34 tot 48) met twee elastieken voor stevige ondersteuning bij de enkel en onder de knie

REF.			M		
10.204	White	Eén maat	400	Beutel	8 x 25 e

POLYPROPYLEEN SOKKEN



- Model voor eenmalig gebruik, voornamelijk gebruikt met een uitgebreidere set die moet worden gedesinfecteerd (Voorbeeld: asbestverwijdering)
- Zijn grote formaat maakt het geschikt voor vele toepassingen en lichaamsvormen

REF.			G/M2		
10.025	White	Eén maat	30	Beutel	4 x 100 e

MUILTJE MET ANTISLIPZOOL



PBM CAT. I

- Gegaufreerde PE-zool: slijtvastheid op droge en natte oppervlakken
- Sterke lassen: voorkomen scheuren tijdens bewegingen
- Muilvorm: vergemakkelijkt het aantrekken door de operator

REF.				
10.030	Blue	Eén maat	Beutel	4 x 500 e

06

CORPORELE & MEDISCHE HYGIËNE

Ons assortiment en onze toepassingen

96



PERSOONLIJKE & MEDISCHE HYGIËNE

ONS ASSORTIMENT & MOGELIJKE TOEPASSINGEN

We bieden een compleet assortiment hygiëne- en patiëntverzorgingsproducten. Of het nu gaat om persoonlijke hygiëne, comfort voor patiënten of het schoonhouden van hun omgeving, we bieden hygiëne- en verzorgingsproducten voor een reeks specifieke toepassingen: doeken, verzorgingsdoekjes, poetsdoekjes, slabbetjes, enz.

ONZE WASHANDJES

TOEPASSING

De optimale oplossing voor patiënthygiëne en persoonlijke verzorging.

DE VERSCHILLENDE MATERIALEN :

 <p>GENAALD 100% POLYESTER Voelt zacht aan Weerstand en absorptie</p>	 <p>AIRLAID + PE Zachtheid Weerstand en absorptie Waterdicht</p>	 <p>SPUNLACE Zacht textielgevoel Weerstand Hoog absorptievermogen</p>
--	---	--

ONZE VERZORGINGS- EN AFVEEGDOEKJES

TOEPASSING

- Voor gemakkelijk afvegen tijdens reiniging en lichaamsverzorging, zonder de huid te irriteren voor maximale zachtheid.
- Het product pluist niet en valt niet uiteen bij contact met water. Het blijft sterk, of het nu droog of vochtig is.
- Multifunctioneel: aanbevolen voor reiniging, maar ook voor het afvegen en reinigen van oppervlakken.

DE VERSCHILLENDE MATERIALEN :

 <p>AIRLAID EFFEN OF RELIËF Zacht en bestendig nat of droog Hoog absorptievermogen</p>	 <p>SPUNLACE Extreme zachtheid Voelt aan als textiel Hoog absorptievermogen Extreme weerstand</p>
--	---

TOILETHANDSCHOEN NAALD PERFORATOR 70 G/M2



- | Weerstand ●●●
- | Absorptie ●●●
- | Zachtheid ●●●
- | Economisch aanbod.
- | Verkrijgbaar in verschillende maten.

REF.				
G01421		14 x 21 cm	Beutel	20 x 70 e
G01521		15 x 21 cm		20 x 50 e
G01623		16 x 23 cm		


TOILETHANDSCHOEN NAALD PERFORATOR 70G/M2



- | Weerstand ●●●
- | Absorptie ●●●
- | Zachtheid ●●●
- | Economisch aanbod.
- | Verkrijgbaar in verschillende maten.

REF.				
G05028		15 x 22 cm	Beutel	20 x 50 e


TOILETHANDSCHOEN SPUNLACE HONINGRAAT 80 G/M2



- | Weerstand ●●●
- | Absorptie ●●●
- | Zachtheid ●●●

REF.				
G09010		15 x 22 cm	Beutel	20 x 50 e

TOILETHANDSCHOEN AIRLAID RELIËF + PE 70 G/M2



- | Weerstand ●●●
- | Absorptie ●●●
- | Zachtheid ●●●
- | Gevoerd met een waterdichte blauwe PE-film aan de binnenkant.

REF.				
G04301		15 x 23 cm	Beutel	20 x 50 e

VERZORGINGSVIERKANT AIRLAID UNI 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●

REF.				
E02307	○	32 x 33 cm	Beutel	12 x 50 e

VERZORGINGSVIERKANT AIRLAID UNI 80 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●

REF.				
F35004	○	120 x 80 cm	Beutel	1 x 50 e

VERZORGINGSVIERKANT NON-GEWEVEN SPUNLACE 50% VISCOSEVEZELS / 50% POLYESTERVEZELS 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●

REF.				
E09207	○	28 x 38 cm	Beutel	12 x 70 e

VERZORGINGSVIERKANT NON-GEWEVEN SPUNLACE 50% VISCOSEVEZELS / 50% POLYESTERVEZELS 45 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●

REF.				
E09213	○	28 x 38 cm	Beutel	12 x 70 e

VERZORGINGSVIERKANT AIRLAID GEPERST 50 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●

REF.				
E01303	○	28 x 38 cm	Beutel	12 x 60 e

VERZORGINGSVIERKANT AIRLAID RELIËF 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●
- Verschillende gramsgewichten, kleuren en afmetingen.

REF.				
E03302	○	28 x 30 cm	Beutel	30 x 50 e
E03314	○	28 x 38 cm		12 x 50 e
F35000	○	49 x 45 cm		10 x 50 e

VERZORGINGSVIERKANT SPUNLACED NONWOVEN 45 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●
- Verschillende kleuren.

REF.				
E09225	○	28 x 38 cm	Beutel	12 x 75 e
E09227	●			

VERZORGINGSVIERKANT AIRLAID RELIËF 60 G/M2

MADE IN FRANCE



- Weerstand ●●●
- Absorptie ●●●
- Zachtheid ●●
- Verschillende gramsgewichten, kleuren en afmetingen.

REF.				
E03315	●	28 x 38 cm	Beutel	12 x 50 e
E03318	●			

SLABBETJE VOOR VOLWASSENEN PE + WATTEN 20 G/M2

MADE IN FRANCE



- I Makkelijk te installeren.
- I Weerbestendig en waterdicht met een PE-laag.
- I Absorberend met een wattenlaag.
- I Met opvangzak.

REF.				
5605-E	66 x 37 cm	Beutel	9 x 100 e	

SLABBETJE VOOR KINDEREN PE + WATTEN 24 G/M2

MADE IN FRANCE



- I Gemakkelijk te installeren.
- I Bestendig, absorberend en waterdicht.
- I Beschikbaar in 2 maten.
- I Zonder zak.

REF.				
20.909S	25 x 34,5 cm	Beutel	10 x 100 e	
20.910S	30 x 42 cm		15 x 100 e	

MEDISCHE DEKEN POLYPROPYLEEN + POLYESTER 50 G/M2



- I Bescherming tegen de kou.
- I Zeer zacht en duurzaam.
- I Gebruikt in ziekenhuizen.

REF.				
20.5272	150 x 220 cm	Beutel	20 x 1 e	



07

WASCHEN & DESINFEKTION

Unser Sortiment

104



**DOEKJES MET OPEN STRUCTUUR
VISCOSE/POLYESTER 50 G/M² -
32 X 40 CM**

MADE IN FRANCE



- Hoog absorptievermogen
- Snel drogend
- Machinewasbaar op 90° (getest tot 20 wasbeurten)
- Uitstekende kleurvastheid bij het wassen
- V-vouw voor gemakkelijk openen voor gebruik
- Geen pluisjes

REF.				
20.830				
20.831				
20.832		32 x 40 cm	Beutel	10 x 50 e
20.833				
20.834				

**DOEKJES MET OPEN STRUCTUUR
VISCOSE/POLYESTER 80 G/M² -
35 X 40 CM**

MADE IN FRANCE



- Hoog absorptievermogen
- Snel drogend
- Machinewasbaar op 90° (getest tot 20 wasbeurten)
- Uitstekende kleurvastheid bij het wassen
- V-vouw voor gemakkelijke opening voor gebruik
- Niet pluizend

REF.				
20.860				
20.861				
20.862		35 x 40 cm	Beutel	12 x 25 e
20.863				
20.864				

**DOEKJES MET OPEN STRUCTUUR
VISCOSE/POLYESTER 80 G/M² -
35 X 50 CM**

MADE IN FRANCE



- Hoog absorptievermogen
- Snelle droging
- Machinewasbaar op 90° (getest tot 20 wasbeurten)
- Uitstekende kleurvastheid bij het wassen
- Vouwt open in een "V" voor gemakkelijk gebruik
- Veroorzaakt geen pluisjes

REF.				
20.881				
20.882				
20.883		35 x 50 cm	Beutel	6 x 25 e
20.884				
20.885				

**DOEKJES MET OPEN STRUCTUUR
VISCOSE/POLYESTER 80 G/M² -
32 X 50 CM**

MADE IN FRANCE



- Hoge absorptiekracht
- Snel drogend
- Machinewasbaar op 90° (getest tot 15 wasbeurten)
- Uitstekende kleurvastheid na het wassen
- Vouwt zich in een "V" om gemakkelijk te openen voor gebruik
- Veroorzaakt geen pluisjes

REF.				
20.891				
20.892				
20.893		32 x 50 cm	Beutel	6 x 25 e
20.894				
20.895				

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYPROPYLEEN 65 G/M²
- DISPENSERDOOS**



- Weinig afgevend, krast niet
- Groot absorptievermogen
- Zeer sterk en elastisch
- Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-W-04		38 x 30 cm	Ohne Unterverpackung	1 x 390 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYPROPYLEEN 65 G/M²
- DISPENSERDOOS**



- Weinig afgevend, krast niet
- Groot absorptievermogen
- Zeer sterk en elastisch
- Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-W-01		42 x 35 cm	Ohne Unterverpackung	1 x 260 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYPROPYLEEN
65 G/M² - ZAK**



- Weinig afgevend, krast niet
- Groot absorptievermogen
- Sterk en elastisch
- Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-B-05		38 x 30 cm	Beutel	10 x 44 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYPROPYLEEN
68 G/M² - BEUTEL**



- Weinig afgevend, krast niet
- Groot absorptievermogen
- Bestand tegen basen en oplosmiddelen

REF.				
WT-E-02		33 x 60 cm	Beutel	14 x 50 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER 55 G/M² -
DISPENSERDOOS**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-L-01	38 x 30 cm	Spule		1 x 300 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER 55 G/M² - ZAK**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-L-02	38 x 30 cm	Beutel		10 x 50 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER 75 G/M² - ZAK**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-F-02	38 x 30 cm	Ohne Unterverpackung		10 x 50 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER
75 G/M² - SPOEL**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-F-03	38 x 30 cm	Spule		2 x 500 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER
55 G/M² - SPOEL**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-L-03	38 x 30 cm	Spule		2 x 500 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN
CELLULOSE/POLYESTER 75 G/M² -
DISPENSERDOOS**



- ! Weinig afgevend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen basen en oplosmiddelen

REF.				
WT-FS-01	38 x 30 cm	Spenderbox		1 x 200 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN 100 %
VISCOSE - SPOEL**



- ! Soepel & zacht, weinig pluizig
- ! Krast niet
- ! Te gebruiken droog & nat
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen basen & oplosmiddelen
- ! Goede elasticiteit
- ! Geschikt voor contact met voedsel

REF.				
20.856-20	60 x 30 cm	Rollen		1 x 330 e

**FORMAAT VOOR HET AFVEGEN 100 %
VISCOSE 70 G/M² - SPOEL**



- ! Weinig loslatend, krast niet
- ! Groot absorptievermogen
- ! Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-WUP-01-150	20 x 30 cm	Rollen		1 x 150 e

FORMAAT VOOR HET AFVEGEN 100 % POLYPROPYLEEN 70 G/M² - SPOEL



- | Absorptie van water en olie
- | Krast niet, vervaagt niet
- | Niet afgevend

REF.				
WT-M-03	38 x 30 cm	Ohne Unterverpackung	1 e	

FORMAAT VOOR HET AFVEGEN VISCOSE/POLIESTER 72 G/M² - SPOEL



- | Weinig afgevend, krast niet
- | Groot absorptievermogen
- | Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-U-03	38 x 30 cm	Ohne Unterverpackung	1 x 500 e	

ECO-VULLING VOOR DESINFECTIEDOEKJES

MADE IN FRANCE



- | Eco-navulling compatibel met ons referentienummer 90.104C
- | Ideaal om het verbruik van flessen te beperken
- | Bacteriedodend, schimmeldodend, virusdodend & gistdodend
- | Eco-navulling van 200 formaten van 20 x 20
- | In overeenstemming met de Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012: TP1/TP2/TP4

REF.				
90.104R	20 x 20 cm	Ökoaufladung	9 x 200 e	

FORMAAT VOOR HET AFVEGEN CELLULOSE/POLYPROPYLEEN 65 G/M² - SPOEL



- | Weinig afgevend, krast niet
- | Groot absorptievermogen
- | Sterk en elastisch
- | Bestand tegen zuren en oplosmiddelen

REF.				
WT-B-04-390	38 x 30 cm	Spule	1 x 390 e	

FORMAAT VOOR HET AFVEGEN VISCOSE/POLIESTER 40 G/M² - SPOEL



- | Weinig afgevend, krast niet
- | Groot absorptievermogen
- | Zacht en soepel
- | Bestand tegen basen en oplosmiddelen

REF.				
WT-P-01	38 x 30 cm	Spule	1 x 300 e	

DESINFECTIEDOEKJES - TP1 / TP2 / TP4

MADE IN FRANCE



- | Zonder spoelen en klaar voor gebruik
- | 99,9% desinfectie op basis van ethanol
- | Bacteriedodend, schimmeldodend, virusdodend & gistdodend
- | In overeenstemming met Biocidenverordening (EU) nr. 528/2012: TP1/TP2/TP4

REF.				
90.104C	20 x 20 cm	Kanister	6 x 200 e	
90.106C	13 x 18 cm		12 x 100 e	

08

SETS & ACCESSOIRES

Ons assortiment

112



SET ONDERGOED 100% PP



- ! Geschikt voor grote omgevingen met luchtsluizen en decontaminatedouches
- ! - Loszittend PP T-shirt
- ! - PP Boxershort
- ! - Paar PP-sokken

REF.			
20.811		Zak	100 x 1u

BEZOEKERSKIT



- ! Geschikt voor bezoekers in bedrijven of in de keuken
- ! Economisch en gemakkelijk in gebruik
- ! - 1 x PE-jurk
- ! - 1 x 2-laags papieren masker
- ! - 1 x Haarnetje
- ! - 1 x Paar CPE-overschoenen

REF.			
50.701		Zak	100 x 1u

ASBESTKIT



- ! Bevat alle benodigde apparatuur voor kortdurende interventies in de aanwezigheid van asbest. Bevat:
- ! 1 x Kapoverall Type 5/6 - WeeCover Max 1
- ! 1 x FFP3-masker Kolmi Oxygen
- ! 1 x Paar groene Ultranitril handschoenen
- ! 1 x Paar beschermbrillen
- ! 1 x Rol asbestkleefband
- ! 2 x Verzameltassen
- ! 1 x Paar overschoenen

REF.			
WA-KAI1-03	L	Zak	10 x 1u
WA-KAI1-04	XL		
WA-KAI1-05	XXL		

ASBESTKIT



- ! Bevat alle benodigde apparatuur voor kortdurende interventies in de aanwezigheid van asbest. Bevat:
- ! 1 x Kapoverall Type 5/6 - WeeCover Max 1
- ! 1 x FFP3-masker Kolmi Oxygen
- ! 1 x Paar gele latex handschoenen
- ! 1 x Paar beschermbrillen
- ! 1 x Rol asbestkleefband
- ! 1 x Verzameltas
- ! 1 x Paar overschoenen

REF.			
WA-KAN-03	L	Zak	10 x 1u
WA-KAN-04	XL		
WA-KAN-05	XXL		

KIT VIER



- ! Geschikt voor het reinigen van gas- of elektrische ovens, spitmachines, grills, fornuizen, friteuses, warmhoudplaten en afzuigkappen
- ! - 1 x Herbruikbaar halfmasker van TPE
- ! - 2 x Filterpatronen met A2P3-bescherming
- ! - 1 x Paar anti-condensmaskerbrillen met polycarbonaatglas

REF.		
50.702-RHF	Karton	1 x 1u

KWALITATIEVE PASVORMTESTKIT



REF.		
QLFT-K02	Karton	1 x 5u

ASBESTKIT



- ! Bevat alle benodigde apparatuur voor kortdurende interventies in de aanwezigheid van asbest. Bevat:
- ! 1 x Kapoverall Type 5/6 - WeeCover Max 1
- ! 1 x FFP3-masker Kolmi Oxygen
- ! 1 x Paar gele latex handschoenen
- ! 1 x Paar beschermbrillen
- ! 1 x Rol asbestkleefband
- ! 2 x Verzameltas
- ! 1 x Paar overschoenen

REF.			
WA-KAN2-03	L	Zak	10 x 1u
WA-KAN2-04	XL		
WA-KAN2-05	XXL		

WANDDISPENSER VAN ROESTVRIJ STAAL - NITRIL, VINYL, LATEX HANDSCHOENEN

MADE IN FRANCE



- ! In overeenstemming met de HACCP-aanpak.
- ! Geschikt voor alle merken.
- ! Makkelijk schoon te maken.
- ! Heel gemakkelijk om de handschoenen vast te pakken.

REF.			
20.B1035		Karton	1 x 1u

UNIVERSELE WANDDISPENSER VAN ROESTVRIJ STAAL - ALLE PRODUCTEN

MADE IN FRANCE



- Conform aan de HACCP-aanpak.
- Geschikt voor alle merken.
- Makkelijk schoon te maken.
- Zeer gemakkelijk in gebruik te nemen.

REF.			
20.B1050		Karton	1 x 1u

UNIVERSELE WANDDISPENSER VAN ROESTVRIJ STAAL - BEZOEKERSKIT

MADE IN FRANCE



- In overeenstemming met de HACCP-aanpak.
- Geschikt voor alle merken.
- Gemakkelijk schoon te maken.
- Zeer eenvoudig in gebruik.

REF.			
20.B1060		Karton	1 x 1u

ROESTVRIJSTALEN HANDSCHOENDISPENSER - 4 DOZEN

MADE IN FRANCE



- HACCP-conform.
- Universeel: geschikt voor alle merken.
- Handschoenen liggen gemakkelijk in de hand.
- Wandbevestiging (schroeven en pluggen meegeleverd).
- Magnetische bevestiging (toe te voegen).

REF.			
20.B957440		Karton	1 x 1u

ROESTVRIJSTALEN MUURDISPENSER - PE SCHORTEN OP ROL

MADE IN FRANCE



- In overeenstemming met de HACCP-aanpak.
- Geschikt voor alle merken.
- Makkelijk schoon te maken.
- Zeer eenvoudig in gebruik.

REF.			
20.B1080		Karton	1 x 1u

ROESTVRIJSTALEN HANDSCHOENDISPENSER - 3 DOZEN

MADE IN FRANCE



- HACCP-conform.
- Universeel: geschikt voor alle merken.
- Handschoenen liggen gemakkelijk in de hand.
- Wandbevestiging (schroeven en pluggen meegeleverd).
- Magnetische bevestiging (toe te voegen).

REF.			
20.B957330		Karton	1 x 1u

CATALOGUS



MEDICOM SAS

+33 (0)241 963 434

Boulevard de la Chanterie
49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou
FRANCE

sales.support.pro.eu@medicom.com

www.medicom-eu.com



MEDICOM GMBH

+49-2171-706670

Benzstraße 1c
Leverkusen 51381
GERMANY

ТОВ «МЕДІКОМ-УКРАЇНА»

+38 (0)44 303 99 43

03115, Україна, м. Київ,
вул. Серпова, 11
УКРАЇНА

