

30.505 GANT SAFEBASICS™ PE - ORANGE TRANSLUCIDE – 920mm

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sa matière en polyéthylène offre une bonne prise en main.
- Ce gant non poudré est ambidextre.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Gant PE SafeBasics™
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matière :	Polyéthylène
Couleur :	Orange translucide
Forme :	Ambidextre
Poudré :	Sans poudre
Texture :	Lisse
Longueur :	920mm
Poids unitaire :	9g
Épaisseur de la paume :	25µm
Origine :	Chine
Conditionnement:	20 sachets de 100 pièces



CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Conditionnement carton

Code	Taille mm	Poids brut (kg)	Qté	Qté/palette	Code EAN
30.505	390 x 250 x 260	16	20 x 100pcs	20	3 700 381 507 620

Conditionnement sachet

Size Mm	Gross Weight (kg)
330 x 230	0,828