

## EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- Einweg-Matrizenband für den Einsatz bei Kompositrestaurationen in der Zahnmedizin.
- Kann in allen Quadranten des Patientenmundes verwendet werden.
- Keine Montage- oder Applikationswerkzeuge erforderlich.
- Das transparente Band lässt UV-Licht für eine effektive Polymerisation durch und verbessert die Sichtbarkeit des Komposits.
- SafeMatrix Clear Contour hat den zusätzlichen Vorteil, dass es bereits an die Zahnform vorgeformt ist.

## PRODUKTBESCHREIBUNG



Produktname: SafeMatrix™ Clear Contour

Produkttyp: Einwegprodukt, unsteril

Material: Band: PET-Folie, Gehäuse: ABS-Copolymer,  
Spannmechanismus: Nylon,  
Druckknopf: ABS-Copolymer,  
Justiermutter: ABS-Copolymer

Beschreibung: Umlaufendes PET-Folienband mit Schraubspannmechanismus. Eine innere Komponente mit einem externen Druckknopf ermöglicht die Einstellung des Bandwinkels.

Farben:

SafeMatrix Clear Contour Wide	 Lila
SafeMatrix Clear Contour Narrow	 Pink


Maße: Wide Band (Breite): 6,0 mm  
Narrow Band (Breite): 4,5 mm

Banddicke: 0,04 mm

Packung: Box mit 50 Stück

Herkunft: Hong Kong

Nur für den professionellen Gebrauch.



# MEDICOM® SAFEMATRIX™ CLEAR CONTOUR

Matrizen • Medizinprodukt, Klasse I

### BRANCHEN

Dental

### ZERTIFIKATIONEN & NORMEN

Erfüllt die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 über Medizinprodukte. Produktionsstätte nach ISO 13485 zertifiziert.

### LAGERBEDINGUNGEN

Normale Aufbewahrungs- und Lagerbedingungen: Nicht Feuchtigkeit und Sonnenlicht aussetzen.

Haltbarkeit des Produkts: 5 Jahre

### LOGISTISCHE INFORMATIONEN

#### Außenkarton Spezifikationen

Art.-Nr.	Produkt	Größe (mm)
30065	SafeMatrix Clear Contour Narrow	280 x 243 x 300
30066	SafeMatrix Clear Contour Wide	280 x 243 x 300

#### Inner case (box) specifications

Art.-Nr.	Produkt	Größe (mm)	Menge/Außenkarton
30065	SafeMatrix Clear Contour Narrow	130 x 115 x 135	8 Boxen mit je 50 Stück
30066	SafeMatrix Clear Contour Wide	130 x 115 x 135	8 Boxen mit je 50 Stück

