

CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

- Bande matricielle à usage unique, jetable pour restaurations composites en odontologie.
- Utilisable dans tous les quadrants de la cavité buccale.
- Aucun assemblage ni outil d'application requis.
- Bande transparente permettant le passage de la lumière UV pour une photopolymérisation efficace et une meilleure visibilité du composite.
- SafeMatrix™ Clear Contour offre en plus un pré-contourage adapté à la morphologie dentaire.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Nom: SafeMatrix™ Clear Contour

Type: Usage unique, non stérile

Matériaux: Bande : film PET; Boîtier : copolymère ABS
Mécanisme de tension : nylon; Bouton poussoir
du déviateur de bande : copolymère ABS
Écrou de réglage : copolymère ABS

Description: Bande circonférentielle en film PET avec mécanisme de serrage à vis moletée. Un composant interne "Band Diverter" doté d'un bouton-poussoir externe facilite le réglage de l'angulation de la bande.

Couleurs:

SafeMatrix Clear Contour Wide
 violet
SafeMatrix Clear Contour Narrow
 rose


Dimensions: Largeur Wide: 6,0 mm
Largeur Narrow: 4,5 mm

Épaisseur de bande: 0,04 mm

Cond.: Boite de 50 unités

Origine: Hong Kong

Pour usage professionnel uniquement.



desserrer

serrer

MEDICOM® SAFEMATRIX™ CLEAR CONTOUR

Bande matricielle • Dispositif médical, classe I

FICHE TECHNIQUE

Français

SECTEURS

Dentaire

CERTIFICATIONS & NORMES

Conforme au Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux.
Site de fabrication certifié ISO 13485.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation : protéger de l'humidité et de la lumière solaire.

Durée de conservation du produit : 5 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Spécifications du carton

REF	Produits:	Taille (mm)
30065	SafeMatrix Clear Contour Narrow	280 x 243 x 300
30066	SafeMatrix Clear Contour Wide	280 x 243 x 300

Spécification de la boîte

REF	Produits:	Taille (mm)	QTY/carton
30065	SafeMatrix Clear Contour Narrow	130 x 115 x 135	8 boîtes x 50 pcs.
30066	SafeMatrix Clear Contour Wide	130 x 115 x 135	8 boîtes x 50 pcs.

