

# FICHE TECHNIQUE

## CARRÉ DE SOINS

Airlaid uni 80 g/m<sup>2</sup>  
118 x 75 cm

# Kolmi®




### CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

### PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel

### DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Airlaid Uni 80 g/m<sup>2</sup>  
Type de produit : A usage unique, non stérile  
Composition : Airlaid uni – Fibres de cellulose  
Grammage : 80 g/m<sup>2</sup>  
Poids unitaire: 70 g (±10%)  
Dimensions: 118 x 75 cm (±2,5%)  
Conditionnement: Sachet de 50 unités  
Couleur : Blanc  
Origine :  Europe

Article                      Couleur

F35004                       Blanc

### MARQUAGE SUR LE PACKAGING



\* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

### Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	EDANA 40.3-90		75	g/m <sup>2</sup>	± 7,5gsm
Epaisseur	EDANA 30.5-99		1,05	mm	± 0,10mm
Résistance à la rupture	EDANA 20.2.89	À sec sens M :	26	N/5cm	± 2,6
		À sec sens T :	20	N/5cm	± 2
		Humide sens M :	14	N/5cm	± 1,5
		Humide sens T :	10	N/5cm	± 1
Absorption	EDANA 10.4-02		11	g/g	± 10%

### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

### SPECIFICATIONS CARTON

Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
F35004	590 x 410 x 215	4,3	32 cartons (4 cartons x 8 couches)	1 sachet de 50 unités	3 662 036 002 020