

1193N GANT NITRILE SAFETOUCH VITALS SANS POUDRE

Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Sensation identique au latex.
- Bonne dextérité.
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches grâce aux doigts texturés.
- Gant étanche à l'eau et à l'air.

Usage prévu:

- Pour les utilisateurs allergiques au latex.
- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur des produits chimiques testés et des microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.
- Ce gant est également destiné aux manipulations / préparations alimentaires (ex : démarche HACCP).



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Vitals
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Bleu
Forme :	Ambidextre
Bord:	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Epaisseur Paume :	0,07 mm ($\pm 0,02$ mm)
Epaisseur Doigt :	0,09 mm ($\pm 0,02$ mm)
Poids (M):	3,2 g
AQL :	1,5

Article	Taille	
1193N-A	T 6	XS
1193N-B	T 7	S
1193N-C	T 8	M
1193N-D	T 9	L
1193N-E	T 10	XL

Marquage sur conditionnement:



*Mandataire Suisse : Société Finagest SA. Produit autorisé à la commercialisation en Suisse.

INDUSTRIES

Agro-alimentaires / RHF / Santé / Médical / Dentaire / Administration / Hygiène/ Industrie

CERTIFICATIONS

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.
Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.
Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables
Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.
Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-1/2/4/5, pour la protection contre les produits chimiques testés, les micro-organismes dont les virus.
Conforme aux exigences du Règlement (CE) 1935/2004 et de l'Arrêté français du 05 Août 2020. Ce gant est apte au contact alimentaire pour tout type de denrée.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
A usage unique, ne pas réutiliser.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.
Durée de la vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

 Caractéristiques carton				 Caractéristiques boîte distributrice		Code couleur boîte et carton
Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/palette	Taille Mm	QTE	Couleur
1193N-A	262 x 252 x 270	3,2	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-B	262 x 252 x 270	3,4	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-C	262 x 252 x 270	3,7	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-D	262 x 252 x 270	4,5	60	245 x 125 x 48	10 x 100	
1193N-E	262 x 252 x 270	5,1	60	245 x 125 x 48	10 x 100	

 Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1193N-A	3 700 381 519 999	3 700 381 519 982
1193N-B	3 700 381 520 018	3 700 381 520 001
1193N-C	3 700 381 520 032	3 700 381 520 025
1193N-D	3 700 381 520 056	3 700 381 520 049
1193N-E	3 700 381 520 070	3 700 381 520 063