

## 20.5272

### COUVERTURE MÉDICALE

POLYPROPYLENE – Blanc – 150 x 220 cm

#### CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Utilisée dans les hôpitaux, ce produit est la garantie d'offrir un produit d'excellente qualité.
- Protège du froid et sa matière offre un confort au patient.
- Les matières premières utilisées sont douces.
- Produit très résistant.



#### DESCRIPTIF TECHNIQUE

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Nom du produit :      | Couverture médicale                                             |
| Type de produit :     | A usage unique, non stérile                                     |
| Composition :         | Polypropylène + Polyester                                       |
| Confection :          | Soudure ultrason                                                |
| Couleur :             | Blanc                                                           |
| Grammage :            | 50 g/m <sup>2</sup> PP + 130 g/m <sup>2</sup> Polyester (± 10%) |
| Dimensions :          | 150 x 220 cm                                                    |
| Poids :               | 595 g                                                           |
| Pays de fabrication : | Chine                                                           |

#### INDUSTRIES

Santé / Médical

#### CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

#### INFORMATIONS LOGISTIQUES

| SPECIFICATIONS CARTON |                 |            |                                       |                   | SPECIFICATIONS CDT     |                   |
|-----------------------|-----------------|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|
| Article               | TAILLE (mm)     | Poids (kg) | Qté / palette                         | CODE EAN          | CDT                    | CODE EAN          |
| 20.5272               | 450 x 350 x 420 | 13         | 12 cartons<br>(3 couches x 4 cartons) | 3 700 381 512 310 | 20 sachets individuels | 3 700 381 512 303 |