

70.498 CALOT EN POLYPROPYLENE SAFEWEAR AVEC PROTEGE NUQUE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- L'élastique à l'arrière de la tête offre un excellent maintien.
- Le polypropylène garantit une bonne respirabilité et contribue ainsi au confort du porteur.
- Le protège nuque assure une bonne protection face à une potentielle contamination.
- La taille unique permet de s'adapter à toutes les morphologies



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Calot en polypropylène avec protège nuque
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Composition :	Polypropylène
Confection :	Cousu et élastiqué à l'arrière de la tête
Dimensions :	32 cm x 30 cm (+/-1cm)
Grammage :	25 g/m ² (+/-3%)
Poids unitaire :	3,8 g (+/- 5%)
Couleur :	Blanc
Quantité par carton :	1000 pièces
Pays d'origine :	Chine

CERTIFICATIONS, NORMES & TESTS

Ce produit n'est pas un EPI au sens du Règlement 2016/425 encadrant les Equipements de Protection Individuelle.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être stocké à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

Article	Quantité par carton	Taille Carton (cm)	Poids brut Carton (kg)	Palettisation	Hauteur palette	EAN Carton
70.498	1000 pcs	38 x 28 x 34	4	32 (4 couches de 8 cartons)	1,51 m	3 700 381 522 746