

FICHE TECHNIQUE

CARRÉ DE SOINS

Airlaid gaufré 50 g/m²

28 x 38 cm

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel
- Utilisable pour l'essuyage de surface

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Airlaid gaufré 50 g/m²
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Airlaid gaufré 2 faces – Fibres de cellulose
Grammage : 50 g/m²
Poids unitaire: 5,8 g (±10%)
Dimensions: 280 x 380 mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 50 unités
Couleur : Blanc
Origine : France 

Article

Couleur

E01303

☐ Blanc

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	EDANA 40.3-90		50	g/m ²	± 2g/m ²
Epaisseur	EDANA 30.5-99		0,76	mm	± 0,07mm
Résistance à la traction	EDANA 20.2.89	À sec sens M :	13	N/5cm	± 1,5
		À sec sens T :	11	N/5cm	± 1,1
		Humide sens M :	8	N/5cm	± 0,8
		Humide sens T :	5,5	N/5cm	± 0,5
Absorption	EDANA 10.4-02		12	g/g	± 10%

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
E01303	600 x 400 x 219	4,7	32 cartons (4 cartons x 8 couches)	12 sachets de 60 unités	3 662 036 001122