

FICHE TECHNIQUE

CARRÉ DE SOINS

Airlaid uni 60 g/m²

32 x 33 cm

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel
- Utilisable pour l'essuyage de surface

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Airlaid Uni 60 g/m²
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Airlaid uni – Fibres de cellulose
Grammage : 60 g/m²
Poids unitaire: 5,4 g (±10%)
Dimensions: 320 x 330 mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 50 unités
Couleur : Blanc
Origine : France 

Article

Couleur

E02307

☐ Blanc

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

Données Mécaniques

TEST	Norme		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	ISO 9073-1		60	g/m ²	± 5%
Epaisseur	ISO 9073-2		0,76	mm	± 10%
Résistance à la traction	ISO 9073-3	À sec sens M :	16	N/5cm	± 10%
		À sec sens T :	11	N/5cm	± 10%
		Humide sens M :	8	N/5cm	± 10%
		Humide sens T :	5,5	N/5cm	± 10%
Absorption	ISO 9073-6		1200	%	± 10%

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
E02307	600 x 400 x 250	4	28 cartons (4 cartons x 7 couches)	12 sachets de 50 unités	3 662 036 001 221