

FICHE TECHNIQUE

CARRÉ DE SOINS

Spunlace 60 g/m²

28 x 38 cm

Kolmi®



CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière résistante et très absorbante

PRECONISATION :

- Utilisable pour l'essuyage corporel
- Utilisable pour l'essuyage de surface

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Carré de Soins – Spunlace 60 g/m²
Type de produit : A usage unique, non stérile
Composition : Non-tissé Spunlace
50% fibres viscose / 50% fibres polyester
Grammage : 60 g/m²
Poids unitaire: 6 g (±10%)
Dimensions: 280 x 380 mm (±5mm)
Conditionnement: Sachet de 70 unités
Couleur : Blanc
Origine : France 

Article

Couleur

E09207

☐ Blanc

MARQUAGE SUR LE PACKAGING



* Ne pas utiliser si le packaging est endommagé

Données Mécaniques

TEST	METHODE DE TEST		Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NWSP 130.1.R0		55	g/m ²	± 10%
Epaisseur	NWSP 120.6.R0		0,57	mm	± 0,12mm
Résistance à la traction	NWSP 110.4.R0	À sec sens M :	85	N/5cm	min 55
		À sec sens T :	21	N/5cm	min 14
		A sec sens M :	35	%	max 47
		A sec sens T :	125	%	max 155
Absorption	NWSP 010.1.R0		900	%	min 600%

INFORMATIONS MICROBIOLOGIQUES

Évaluation de la contamination microbienne initiale selon les normes NF EN ISO 11737 : 2018 + A1 : 2021

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					
Article	Taille (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	Qté / carton	Code EAN
E09207	600 x 400 x 219	5,6	32 cartons (4 cartons x 8 couches)	12 sachets de 70 unités	3 662 036 001 603