

G09010

GANT DE TOILETTE SPUNLACE 80G/M² 15 X 22 CM

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Matière très absorbante, douce et très résistante
- Soudure ultrason

USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable pour la toilette corporelle



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeCare Gant de Toilette – Spunlace Nid d’abeille
Type de produit :	A usage unique, non stérile
Composition :	Spunlace
Dimensions :	150 x 220 mm (±5mm)
Poids unitaire :	5g (±10%)
Conditionnement :	Sachet de 50 unités
Couleur:	Blanc
Origine:	Chine

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton					Caractéristiques sachet
Article	Taille mm	Poids (kg)	Qté/ palette	Code EAN	Qté/carton
G09010	470 x 310 x 360	5,5	20 cartons (4 couches de 5 cartons)	3 700 381 511 498	20 sachets de 50 unités

Données de résistance mécanique					
Test	Norme	Laboratoire	Moyenne	Unité	Tolérance
Grammage	NF EN ISO 9073-1	Laboratoire interne	80	g/m²	±5%
Épaisseur	NF EN ISO 9073-2		0,5	mm	±10%
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3		Sec sens M: 169	N/5cm	±10%
			Sec sens T: 119		
			Humide sens M: 136		
			Humide sens T: 124		
Allongement	NF EN ISO 9073-3		60	%	±10%
Absorption	NF EN ISO 9073-6		800	%	±10%