

J50656

TABLIER BLOUSE ANTI-PROJECTIONS CPE

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Offre une protection supérieure à un tablier traditionnel
- Couvre quasiment l'ensemble du corps mais aussi les bras
- Il s'attache par des liens extensibles
- Système « passe pouces » pour éviter que les manches remontent
- Il s'adapte aux différentes morphologies

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Tablier blouse anti-projection CPE
Type de produit :	À usage unique
Composition :	CPE
Confection :	Découpe, pliage, soudure
Couleur :	Bleu
Épaisseur :	35 µm
Dimensions :	119 x 105 cm
Poids :	54 g
Origine :	Chine



CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sur un site certifié ISO 9001.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

SPECIFICATIONS CARTON					SPECIFICATIONS PACKAGING	
Article	TAILLE (mm)	Poids (kg)	Qté / palette	CODE EAN	CDT	CODE EAN
J50656	380 x 200 x 310	3,9	48 cartons	3 662 036 019 961	3 sachets de 25 unités	3 662 036 019 707