

M14301-30 M14311-30-2000
M14311-30 Masque médical à élastiques - Type II - Kolmi® Softex
M14321-30 Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Protège l'environnement contre les gouttelettes émises par le porteur
- Efficace contre les bactéries, les particules et les virus (testé BFE, PFE, & VFE).
- Les masques Kolmi® sont dotés du pliage exclusif Origami et de la soudure Smile pour un meilleur confort et un ajustement parfait au visage du porteur.
- Pour un maximum de confort, la couche intérieure est conçue avec la technologie Softex. Elle limite les irritations au visage et ne s'use pas lors d'un usage prolongé même au contact de la barbe.
- Hypoallergénique.



Usage recommandé

- Utilisation par le personnel médical.
- Les masques médicaux peuvent également être destinés à être portés par les patients et d'autres personnes pour réduire le risque de propagation des infections, notamment dans les situations d'épidémie ou de pandémie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : Kolmi® Softex Type II
 Type de produit : À usage unique, non stérile
 Attaches : Élastiques
 Barette nasale : Polypropylène et métal
 Taille : 90 x 175 mm
 Poids unitaire : 2,8 g
 Origine : 

Article	Couleur
M14301-30	 Blanc
M14311-30	 Bleu
M14311-30-2000	 Bleu
M14321-30	 Vert

EN 14683:2025*

TEST	NORME	NIVEAU EXIGÉ	LABORATOIRE	N°RAPPORT & DATE	RÉSULTATS MOYENS
Efficacité de Filtration Bactérienne : BFE	EN 14683:2025*	≥ 98% (Type II)	Centexbel	22.00525.02 09/02/2022	98,7 %
DELTA P	EN 14683:2025*	≤ 200 Pa	Centexbel		123 Pa
Efficacité de Filtration des Particules 0,1 µm : PFE	ASTM F2299	Pas d'exigence	Nelson	1393997-S01 11/03/2021	99,3 %
Efficacité de Filtration des Virus : VFE	ASTM F2101	Pas d'exigence	Nelson	1362438-S01 18/12/2020	99,3 %

* selon les essais effectués conformément à la norme EN14683:2019 + AC:2019

