

GANT NITRILE SAFETOUCH REJUVENATE SANS POUDRE

1176

Enrichi en Lanoline et en Vitamine E


Dispositif Médical de Classe I et Equipement de Protection Individuelle de Catégorie III

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Grande élasticité.
- Excellente dextérité.
- Son aspect micro-texturé lui confère une excellente préhension des objets et facilite leurs manipulations.
- Enrichi en lanoline et vitamine E, ce gant procure la sensation d'une peau mieux hydratée, plus souple et plus lisse.



EN / Disposable nitrile examination and protection gloves
without talc powder / SafeTouch® Rejuvenate
FR / Gants d'examen et de protection nitrile en velle
sans talc enrichi en lanoline et vitamine E



Usage prévu:

- Gant destiné à un usage professionnel.
- En milieu médical, ce gant s'utilise pour faire barrière contre les micro-organismes, entre le personnel soignant et le patient, et leur environnement.
- En milieu industriel, ce gant est destiné à protéger le porteur contre les microorganismes (bactéries, moisissures et virus).
- Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées et limite les risques d'irritation.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	SafeTouch Rejuvenate
Type de produit :	À usage unique, non stérile
Matériel :	Nitrile
Couleur :	Blanc
Forme :	Ambidextre
Bord :	Roulé
Texture :	Doigts texturés
Poudré :	Non
Longueur :	240 mm
Épaisseur de la paume :	0,11±0,03 mm
Épaisseur du doigt :	0,13±0,03 mm
Lotion intégrée :	Lanoline et Vitamine E
Poids (M) :	4,0 ± 0,2g
Origine :	Malaisie

Article	Taille	
1176-A	T 6	XS
1176-B	T 7	S
1176-C	T 8	M
1176-D	T 9	L
1176-E	T10	XL

Marquage sur conditionnement:



INDUSTRIES

Santé / Médical/ Dentaire

CERTIFICATION ET NORMES

Fabriqué sous un système qualité certifié ISO 13485 & ISO 9001.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745, relatifs aux dispositifs médicaux.

Répond aux normes EN 455-1/2/3/4 pour les gants médicaux non réutilisables.

Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2016/425, relatifs aux équipements de protection individuelle.

Répond aux normes EN ISO 21420, EN ISO 374-2/5, ISO 16604 pour la protection contre les micro-organismes dont les virus.

PRECAUTIONS D'USAGE

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

A usage unique, ne pas réutiliser.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil , doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

Durée de vie du produit : 5 ans.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	Poids brut kg	QTE/ palette
1176-A	320 x 265 x 250	4,4	60
1176-B	320 x 265 x 250	4,7	60
1176-C	320 x 265 x 250	5,1	60
1176-D	320 x 265 x 250	5,3	60
1176-E	320 x 265 x 250	5,5	60



Caractéristiques boîte distributrice

Taille mm	Cdt
235 x 130 x 60	10 x 100
235 x 130 x 60	10 x 100
235 x 130 x 60	10 x 100
235 x 130 x 60	10 x 100
235 x 130 x 60	10 x 100

Code couleur boîte et carton

Couleur



Codes EAN

Article	Boîte distributrice	Carton
1176-A	3 700 381 514 802	3 700 381 514 413
1176-B	3 700 381 514 819	3 700 381 514 420
1176-C	3 700 381 514 826	3 700 381 514 437
1176-D	3 700 381 514 833	3 700 381 514 444
1176-E	3 700 381 521 565	3 700 381 521 558