

40.298 PEIGNOIR EN SMS SAFEWEAR

40.299 Manches longues

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Tissu SMS opaque** : matériau léger et résistant assurant confort et préservation de l'intimité du patient.
- **Coupe ample avec ceinture à la taille** : maintien ajusté et facilité pour se couvrir rapidement avant ou après une intervention.
- **Confort de port** : texture douce et respirante adaptée aux usages hospitaliers.
- **Utilisation pratique** : ouverture simple permettant un habillage facile et un accès rapide aux soins.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Peignoir SMS Safewear
Matière :	SMS
Grammage :	35 g/m ²
Confection :	Cousue Manches longues
Fermeture :	Lien à la taille
Coutures :	Surjetées
Quantité / carton :	100 unités
Pays de fabrication :	Chine

Article	Couleur	Taille (cm)
40.298	Bleu 	110 x 145
40.299	Bleu 	125 x 150

CERTIFICATIONS & NORMES

Fabriqué sous un système certifié ISO 9001.

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

40.298 PEIGNOIR EN SMS SAFEWEAR

40.299 Manches longues

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.298	550 x 270 x 290	20 cartons (5 couches de 4 cartons)	10 sachets de 10 unités
40.299	650 x 280 x 330		



Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.298	6973122514288	6973122512987
40.299	6973122514295	6973122512994