

40.430 40.432
40.431 40.434

BLOUSE D'ISOLATION / DE PROTECTION SAFEWEAR
Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Tissu polypropylène** : matière légère et non tissée offrant une barrière efficace contre les projections et les agents biologiques ou chimiques.
- **Protection intégrale** : manches longues et coupe couvrante pour réduire les risques de contamination en milieu médical.
- **Fermeture dorsale** : limite l'exposition frontale et facilite l'habillage tout en sécurisant le maintien de la blouse.
- **Usage hygiénique** : modèle à usage unique, garantissant un haut niveau de propreté et réduisant les risques de transmission.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit : **Blouse d'isolation SafeWear**
 Matière : Polypropylène (PP)
 Grammage : 25 g/m²
 Confection : Cousue
 Col rond
 Manches longues
 Poignets élastiqués
 Liens à la taille et au cou
 Fermeture :
 Dimensions : 110 x 135 cm
 Coutures : Surjetées
 Quantité / carton : 100 unités
 Pays de fabrication : Chine



Article	Couleur
40.430	 Blanc
40.431	 Bleu
40.432	 Vert
40.434	 Jaune

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage	NF EN ISO 9073-1	Cetelor	25-0321-4	25 g/m ² (+/- 10%)
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0321-4	Sens machine : 19,9 N Sens travers : 38,0 N
Elongation	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0321-4	Sens machine : 44,00 % Sens travers : 59,42 %

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatifs aux Dispositifs Médicaux
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & 13485

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l’humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.430	520 x 270 x 290	30 cartons (5 couches de 6 cartons)	10 sachets de 10 pièces
40.431			
40.432			
40.434			

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.430	6973122517296	6973122517289
40.431	6973122517012	6973122517005
40.432	6973122514332	6973122514325
40.434	6973122514356	6973122514349