

40.461

CHEMISE D'OPÉRÉ ADULTE SAFEWEAR

Sans poche – Manches courtes

Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Tissu polypropylène doux et opaque** : matière antistatique agréable pour la peau, préservant l'intimité tout en limitant les risques de contamination.
- **Coupe ample adaptée à l'adulte** : facilite l'habillage et le confort du patient avant l'intervention.
- **Fermeture sécurisée** : liens à l'encolure et à la taille pour un ajustement facile et rassurant, sans gêner les mouvements.
- **Usage hygiénique** : modèle à usage unique contribuant à réduire les infections nosocomiales en milieu hospitalier.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Chemise d'opéré SafeWear
Matière :	Spunbond polypropylène (PP)
Grammage :	42 g/m ²
Confection :	Cousue
	Manches courtes
	Encolure ronde
Fermeture :	Dorsale avec liens à la taille et au cou
Coutures :	Surjetées
Quantité / carton :	100 unités
Pays de fabrication :	Chine



Article	Couleur	Taille (cm)
40.461/02	Bleu 	110 x 135
40.461/03	Bleu 	125 x 140

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage	NF EN ISO 9073-1	Cetelor	25-0321-1	42 g/m ² (+/- 5%)
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0321-1	Sens machine : 73,7 N Sens travers : 55,3 N
Elongation	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0321-1	Sens machine : 68,06 % Sens travers : 74,98 %

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatifs aux Dispositifs Médicaux
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & 13485

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques
carton

Article	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.461/02	460 x 290 x 440	18 cartons (3 couches de 6 cartons)	10 sachets de 10 unités
40.461/03	480 x 300 x 460		



Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.461/02	6973122517036	6973122517029
40.461/03	6973122514035	6973122516138