

40.803
40.804
40.805

PYJAMA DE BLOC SAFEWEAR

Avec 3 poches

Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Matériau SMS** : structure trilaminée offrant un bon équilibre entre résistance mécanique, légèreté et respirabilité.
- **Protection optimale** : barrière efficace contre les particules, les fluides et les contaminants, réduisant les risques de contamination croisée au bloc opératoire.
- **Confort de port prolongé** : tissu doux, non irritant, antistatique et perméable à l'air permettant au personnel soignant de travailler longtemps sans inconfort.
- **Liberté de mouvement** : coupe ergonomique assurant une grande aisance dans les gestes techniques et les déplacements.
- **Rangement pratique** : offrant un espace accessible pour les accessoires utilisés en zone de soins.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Pyjama de bloc SafeWear
Matière :	SMS
Grammage :	35 g/m ²
Confection :	Cousue
	Manches courtes
	Encolure V avec biais
	Avec 3 poches
	Lien de serrage à la taille
	Chevilles élastiquées
Coutures :	Surjetées
Quantité / carton :	50 unités – Emballage individuel
Pays de fabrication :	Myanmar

Article	Couleur
40.803	 Bleu
40.804	 Vert
40.805	 Parme

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatifs aux Dispositifs Médicaux
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & 13485

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

40.803
40.804
40.805

PYJAMA DE BLOC SAFEWEAR

Avec 3 poches

Dispositif Médical de Classe I

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage	NF EN ISO 9073-1:2023	Cetelor	25-0359-4	35 g/m ² (+/- 6%)
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3:2023	Cetelor	25-0359-4	Sens machine : 79,1 N Sens travers : 40,5 N
Elongation	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0359-4	Sens machine : 74,2 % Sens travers : 68,1 %
Epaisseur	NF EN ISO 9073-2:1997	Cetelor	25-0359-4	0,21 mm
Résistance thermique	NF EN ISO 11092:2014	Cetelor	25-0359-4	0,019 m ² .K/W
Résistance à la vapeur d'eau	NF EN ISO 11092:2014	Cetelor	25-0359-4	1,15 m ² .Pa/W

NF EN 13795-2: Vêtements et champs chirurgicaux – Exigences et méthodes d'essai – Partie 2 : tenues de bloc

Tests	Laboratoire	N° de rapport	Niveau exigé	Résultat
Résistance à l'éclatement (état sec)	SGS	SL52405251351301TX	≥ 40 kPa	145 kPa
Résistance à la traction (état sec)			≥ 20 N	Sens machine: 48,6 N Senc travers: 89,6 N
Libération de particules			≤ 4,0	Face : 2,19 Dos: 2,27
Pénétration microbienne (état sec)			≤ 100 CFU	Conforme

40.803
40.804
40.805

PYJAMA DE BLOC SAFEWEAR

Avec 3 poches

Dispositif Médical de Classe I

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.803/XS	XS	460 x 300 x 280	30 cartons (5 couches de 6 cartons)	50 unités / carton
40.803/01	S	460 x 330 x 300	25 cartons (5 couches de 5 cartons)	
40.803/02	M	460 x 330 x 300		
40.803/03	L	460 x 330 x 300		
40.803/04	XL	480 x 330 x 370	16 cartons (4 couches de 4 cartons)	
40.803/05	XXL	480 x 330 x 370		
40.803/06	XXXL	480 x 330 x 370		
40.804/XS	XS	460 x 300 x 280	30 cartons (5 couches de 6 cartons)	50 unités / carton
40.804/01	S	460 x 330 x 300	25 cartons (5 couches de 5 cartons)	
40.804/02	M	460 x 330 x 300		
40.804/03	L	460 x 330 x 300		
40.804/04	XL	480 x 330 x 370	16 cartons (4 couches de 4 cartons)	
40.804/05	XXL	480 x 330 x 370		
40.804/06	XXXL	480 x 330 x 370		
40.805/XS	XS	460 x 300 x 280	30 cartons (5 couches de 6 cartons)	50 unités / carton
40.805/01	S	460 x 330 x 300	25 cartons (5 couches de 5 cartons)	
40.805/02	M	460 x 330 x 300		
40.805/03	L	460 x 330 x 300		
40.805/04	XL	480 x 330 x 370	16 cartons (4 couches de 4 cartons)	
40.805/05	XXL	480 x 330 x 370		
40.805/06	XXXL	480 x 330 x 370		



Codes EAN

Article	Carton	Article	Carton	Article	Carton
40.803/XS	8834000180378	40.804/XS	8834000180514	40.805/XS	8834000180651
40.803/01	8834000180392	40.804/01	8834000180538	40.805/01	8834000180675
40.803/02	8834000180415	40.804/02	8834000180552	40.805/02	8834000180699
40.803/03	8834000180439	40.804/03	8834000180576	40.805/03	8834000180712
40.803/04	8834000180453	40.804/04	8834000180590	40.805/04	8834000180736
40.803/05	8834000180477	40.804/05	8834000180613	40.805/05	8834000180750
40.803/06	8834000180491	40.804/06	8834000180637	40.805/06	8834000180774