

40.892

VESTE DE BLOC SAFEWEAR

40.893

Manches longues – Deux poches basses – Poignets jersey

Dispositif Médical de Classe I

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Matériau SMS** : structure trilaminé assurant un bon compromis entre protection, résistance, antistatisme et respirabilité pour un port confortable en environnement opératoire.
- **Protection renforcée** : conception à manches longues limitant l'exposition du personnel et assurant une barrière efficace contre les particules et contaminants.
- **Confort de port** : poignets en jersey doux et ajustés, améliorant l'ergonomie et facilitant l'enfilage des gants tout en assurant un maintien sécurisé.
- **Praticité d'utilisation** : fermeture par pressions pour une mise en place rapide et sécurisée, associée à deux poches basses pour un rangement fonctionnel des petits accessoires. Système d'accroche à l'intérieur du col.
- **Coupe fonctionnelle** : longueur aux hanches garantissant une bonne couverture tout en préservant une grande liberté de mouvement.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Veste de bloc SafeWear
Matière :	SMS
Grammage :	35 g/m ²
Confection :	Cousue
	Manches longues
	Col
	Deux poches basses
	Boutons pressions
	Poignets jersey
Coutures :	Surjetées
Quantité / carton :	30 unités
Pays de fabrication :	Myanmar

Article	Couleur
40.892	 Bleu
40.893	 Vert

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage	NF EN ISO 9073-1:2023	Cetelor	25-0359-4	35 g/m ² (+/- 6%)
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3:2023	Cetelor	25-0359-4	Sens machine : 79,1 N Sens travers : 40,5 N
Elongation	NF EN ISO 9073-3	Cetelor	25-0359-4	Sens machine : 74,20% Sens travers : 68,10%
Épaisseur	NF EN ISO 9073-2:1997	Cetelor	25-0359-4	0,21 mm
Résistance thermique	NF EN ISO 11092:2014	Cetelor	25-0359-4	0,019 m ² .K/W
Résistance à la vapeur d'eau	NF EN ISO 11092:2014	Cetelor	25-0359-4	1,15 m ² .Pa/W

40.892
40.893

VESTE DE BLOC SAFEWEAR

Manches longues – Deux poches basses – Poignets jersey
Dispositif Médical de Classe I

NF EN 13795-2: Vêtements et champs chirurgicaux – Exigences et méthodes d’essai – Partie 2 : tenues de bloc

Tests	Laboratoire	N° de rapport	Niveau exigé	Résultat
Résistance à l'éclatement (état sec)	SGS	SL52405251351301TX	≥ 40 kPa	145 kPa
Résistance à la traction (état sec)			≥ 20 N	Sens machine: 48,6 N Sens travers: 89,6 N
Libération de particules			≤ 4,0	Face : 2,19 Dos: 2,27
Pénétration microbienne (état sec)			≤ 100 CFU	Conforme

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatifs aux Dispositifs Médicaux
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & 13485

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES



Caractéristiques carton

Article	Taille	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.892/02	M	330 x 260 x 270	40 cartons (5 couches de 8 cartons)	3 sachets de 10 unités
40.892/03	L	330 x 270 x 270		
40.892/04	XL	330 x 270 x 290		
40.892/05	XXL	330 x 270 x 290		
40.893/02	M	330 x 260 x 270		
40.893/03	L	330 x 270 x 270		
40.893/04	XL	330 x 270 x 290		
40.893/05	XXL	330 x 270 x 290		

Codes EAN

Article	Carton	Article	Carton
40.892/02	8834000179105	40.893/02	8834000179181
40.892/03	8834000179129	40.893/03	8834000179204
40.892/04	8834000179143	40.893/04	8834000179228
40.892/05	8834000179167	40.893/05	8834000179242



Medicom SAS

Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France

T : 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales.support.pro.eu@medicom.com | www.medicom-eu.com