

50.805
50.806
TABLIER IMPERMEABLE & ABSORBANT SAFEWEAR

Ouate + PE

Sachet distributeur

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Structure double couche** : ouate absorbante pour retenir les liquides et film PE imperméable empêchant leur passage.
- **Protection efficace** : idéal pour les soins exposés aux éclaboussures ou fluides, tout en gardant les vêtements secs.
- **Enfilage facile** : passage par la tête pour une mise en place rapide et sans manipulation complexe.
- **Conditionnement en sachet** : garantit une présentation hygiénique et limite les risques de contamination avant usage.



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	Tablier imperméable et absorbant SafeWear
Composition :	Ouate + Polyéthylène
Confection :	Découpe / Pliage
Grammage :	Ouate 23 g/m ² Polyéthylène 17 g/m ²
Conditionnement :	Sachet
Pays de fabrication :	Chine

Article	Couleur	Taille
50.805	Blanc / Bleu	120 x 70 cm
50.806	Blanc / Bleu	135 x 70 cm

CERTIFICATIONS & NORMES

Fabriqué sous un système certifié ISO 9001

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage (Ouate+PE)	NF EN ISO 12625-6:2017	Cetelor	25-0321-3	40 g/m ² (+/- 10%)
Détermination de la résistance à la rupture par traction	NF EN ISO 12625-4:2017	Cetelor	25-0321-3	Sens machine : 32,8 N Sens travers : 25,9 N
Détermination de l'allongement à la rupture par traction	NF EN ISO 12625-4:2017	Cetelor	25-0321-3	Sens machine : 62,8 % Sens travers : 41,4 %
Détermination de l'absorption d'énergie à la rupture par traction	NF EN ISO 12625-4:2017	Cetelor	25-0321-3	Sens machine : 122 J/m ² Sens travers: 59 J/m ²

50.805
50.806

TABLIER IMPERMEABLE & ABSORBANT SAFEWEAR
Ouate + PE
Sachet distributeur

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.



Caractéristiques carton

Article	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
50.805	450 x 370 x 180	36 cartons (9 couches de 4 cartons)	4 sachets de 50 pcs
50.806	500 x 370 x 180		4 sachets de 50 pcs



Codes EAN

Article	Carton	Sachet
50.805	6973122517050	6973122517043
50.806	6973122517074	6973122517067