

70.010 CHARLOTTE RONDE PP SAFEWEAR

70.020 Dispositif Médical de Classe I

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Non-tissé 100% Polypropylène
- Non-tissé souple et très résistant
- SANS LATEX
- Très respirant pour un meilleur confort
- Grande extensibilité - peut envelopper toutes les chevelures



USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable pour le personnel soignant ou pour le patient en salle d'opération et dans les services de soins.
- Également utilisable dans un environnement pharmaceutique, industriel, agro-alimentaire.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Nom du produit : **Charlotte Ronde PP SafeWear**
- Matière : Polypropylène
- Grammage : 15g/m²
- Dimension : Diamètre 50 cm (±1 cm)
- Conditionnement : Boîte distributrice de 100 unités
- Pays de fabrication : Chine

Article	Couleur
70.010	☐ Blanc
70.020	☒ Bleu

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultats
Grammage	NF EN ISO 9073-1: 2023	Laboratoire interne	B19250315B07	15 g/m ² ± 5%
Résistance à la Traction	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 30 N/5cm ±10% Sens Travers : 18 N/5cm ±10%
Elongation	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 113 % ±10% Sens Travers : 104 % ±10%

70.010

CHARLOTTE RONDE PP SAFEWEAR

70.020

Dispositif Médical de Classe I

CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.

Site de fabrication : certification ISO 9001 et ISO 13485.

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.

Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.

Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton				Caractéristiques boîte
Article	Taille mm	Qté/ palette	Conditionnement	Taille mm
70.010	680 x 260 x 260	30 cartons	6 boîtes de 100 pièces	250 x 250 x 110
70.020		(6 couches de 5 cartons)		

Codes EAN

Article	Carton	Boîte
70.010	6973122517135	6973122517128
70.020	6973122517609	6973122510204