

70.722
70.732

CAGOULE À NOUER AÉRÉE SAFEWEAR

Dispositif Médical de Classe I

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Non-tissé polyester et viscose
- Matière aérée
- Modèle très couvrant
- SANS LATEX
- Très respirant pour un meilleur confort
- Grande extensibilité - peut envelopper toutes les chevelures



USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable par le personnel soignant en salle d'opération.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Nom du produit : **Cagoule à nouer aérée SafeWear**
- Matière : Polyester et viscose
- Grammage : 40g/m²
- Dimensions : Hauteur 25cm (± 2cm)
Longueur 25cm (± 1cm)
- Conditionnement : Boîte distributrice de 100 unités
- Pays de fabrication : Chine

Article	Couleur
70.722	 Bleu
70.732	 Vert

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultats
Grammage	NF EN ISO 9073-1: 2023	Laboratoire interne	B27250916B07	40 g/m ² ± 5%
Résistance à la Traction	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 58 N/5cm ±10% Sens Travers : 35 N/5cm ±10%
Elongation	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 36 % ±10% Sens Travers : 78 % ±10%

CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.
Site de fabrication : certification ISO 9001 et ISO 13485.

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton			Caractéristiques boîte	
Article	Taille mm	Qté/ palette	Conditionnement	Taille mm
70.722	470 x 350 x 475	12 cartons	6 boîtes de 100 pièces	340 x 150 x 230
70.732		(3 couches de 4 cartons)		

Codes EAN

Article	Carton	Boîte
70.722	6973122517111	6973122517104
70.732	6973122517722	6973122517326