

70.942 COIFFE À NOUER PP SAFEWEAR

70.943 Dispositif Médical de Classe I

CARACTERISTIQUES & AVANTAGES

- Non-tissé 100% Polypropylène
- Liens à serrer au niveau de la nuque
- SANS LATEX
- Matière douce et légère
- Très respirant pour un meilleur confort
- Grande extensibilité - peut envelopper toutes les chevelures



USAGE RECOMMANDÉ

- Utilisable par le personnel soignant en salle d'opération et dans les services de soins.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

- Nom du produit : **Coiffe à nouer PP SafeWear**
- Matière : Polypropylène
- Grammage : 25g/m²
- Dimensions : Longueur : 49 cm (± 2cm)
Hauteur : 22 cm (± 2 cm)
- Conditionnement : Boîte distributrice de 100 unités
- Pays de fabrication : Chine

Article		Couleur
70.942		Bleu
70.943		Vert

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultats
Grammage	NF EN ISO 9073-1: 2023	Laboratoire interne	B19250314B06	25 g/m ² ± 5%
Résistance à la Traction	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 47 N/5cm ±10% Sens Travers : 34 N/5cm ±10%
Elongation	NF EN ISO 9073-3: 2023			Sens Machine : 103 % ±10% Sens Travers : 107 % ±10%

70.942
70.943

COIFFE À NOUER PP SAFEWEAR

Dispositif Médical de Classe I

CERTIFICATIONS & NORMES

Satisfait aux exigences du règlement (UE) 2017/745 concernant les dispositifs médicaux.
Site de fabrication : certification ISO 9001 et ISO 13485.

PRECAUTIONS

Le dispositif doit être utilisé sur peau saine uniquement.
Leur réutilisation ou usage prolongé peut produire une infection ou une contamination croisée.
Après utilisation, respecter la réglementation nationale en vigueur pour l'élimination du dispositif.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé dans un environnement frais ou à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton			Caractéristiques boîte	
Article	Taille mm	Qté/ palette	Conditionnement	Taille mm
70.942	670 x 280 x 415	12 cartons	10 boîtes de 100 pièces	270 x 200 x 130
70.943		(3 couches de 4 cartons)		

Codes EAN

Article	Carton	Boîte
70.942	6973122517098	6973122517081
70.943	6973122517937	6973122519436