Medicom Fiche Technique

40.420
40.421

BLOUSE D'ISOLATION / DE SOINS IMPERMÉABLE SAFEWEAR

Poignets jersey
Dispositif Médical de Classe I



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Tissu PP enduit PE** : matériau imperméable offrant une excellente résistance aux liquides et une protection fiable pour le personnel soignant.
- **Protection renforcée** : manches longues et coupe couvrante assurant une barrière efficace lors des soins exposés aux fluides.
- **Poignets en jersey** : finition douce et ajustée permettant une mise en place sécurisée des gants.
- **Fermeture dorsale** : limite l'exposition frontale et garantit un maintien stable pendant les procédures.
- **Hygiène optimale** : modèle à usage unique réduisant les risques de contamination croisée.

Article	Couleur
40.420	Blanc
40.421	Bleu

DESCRIPTIF TECHNIQUE

Nom du produit :	**Blouse d'isolation imperméable SafeWear**
Matière :	Polypropylène (PP) + Polyéthylène (PE)
Grammage :	30 g/m²
Confection :	Cousue Col rond Manches longues Poignets jersey
Fermeture :	Liens à la taille et au cou
Dimensions :	110 x 135 cm
Coutures :	Surjetées
Quantité / carton :	100 unités
Pays de fabrication:	Chine

Données de résistance mécanique

Test	Norme	Laboratoire	N° de rapport	Résultat
Grammage	NF EN ISO 9073-1	Cetelor	25-0321-2	30 g/m² (+/- 7%)
Résistance à la traction	NF EN ISO 9073-3		25-0321-2	Sens machine : 41,8 N Sens travers : 20,8 N
Elongation	NF EN ISO 9073-3		25-0321-2	Sens machine : 62,00 % Sens travers : 55,86 %
Résistance à la pénétration de l'eau	NF EN ISO 811		2602_0013	50485 Pa

40.420
40.421

BLOUSE D'ISOLATION / DE SOINS IMPERMEABLE SAFEWEAR

Poignets jersey
Dispositif Médical de Classe I

CERTIFICATIONS & NORMES

- Conforme aux exigences du Règlement (UE) 2017/745 relatifs aux Dispositifs Médicaux
- Fabriqué sous un système certifié ISO 9001 & 13485

CONDITIONS DE CONSERVATION ET DE STOCKAGE

Conditions normales de conservation et de stockage : ne doit pas être exposé à l'humidité et au soleil, doit être conservé à température ambiante.

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Caractéristiques carton

Article	Taille mm	QTE/ palette	Conditionnement
40.420 **40.421**	500 x 330 x 400	12 cartons (3 couches de 4 cartons)	10 sachets de 10 unités

Codes EAN

Article	Carton	Sachet
40.420	6973122514608	6973122514202
40.421	6973122516992	6973122516985

Medicom SAS
Bld de la chanterie | 49124 Saint Barthélemy d'Anjou – France
T : 33 (0) 241 963 434 | F : + 33 (0) 241 963 453 | sales.support.pro.eu@medicom.com | www.medicom-eu.com